




莱康宁
LUCKCOME


www.medelmedical.com



L8P-A

Fetal Monitör / NST Cihazı

Dokunmatik ekran, el yazısı giriři



Lazer yazıcı desteęi
Otomatik çıktı A4/B5 boyutunu destekler

20000 saat veri depolama

ID	Name	Age	G.A.(W/D)	Start time	Length
20220226007		-	-/-	14:32:50	16'36"
20220226006		-	-/-	14:12:37	20'10"
20220226005		-	-/-	13:37:06	35'29"
20220226004		-	-/-	11:38:54	11'8"
20220226003		-	-/-	11:15:38	23'14"
20220226002		-	-/-	10:12:59	62'38"
20220226001		-	-/-	09:39:34	3'27"
20220225008		-	-/-	17:08:50	30'37"
20220225007		-	-/-	16:43:30	25'18"
20220225006		-	-/-	13:36:05	18'22"
20220225005		-	-/-	11:57:07	9'56"



Kablosuz prob, kablo sarımından arındırılmış

L8P-A

FetalMonitör / NST Cihazı

- Uzun ömürlü 150mm dahili termal yazıcı.
- Yüksek hassasiyetli prob.
- Hassas prob, DSP teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme.
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma.
- Şarj edilebilir batarya uzun süre çalışmayı destekler.
- DSP teknolojisi, gerçek zamanlı FHR tanımlama ve ölçümü, doğru ve güvenilir sonuçlar.
- Otomatik Fetal Hareket Algılama ve Hesaplama.
- CTG skorumlama sistemi: Krebs skoru/Fischer Skoru.



L8P-A

FetalMonitör / NST Cihazı

FHR çalışma frekansı: 1.0MHZ

Güç: < 5 mW/cm²

Dönüştürücü: 9 kristalli, geniş dalga ışıını, darbeleri dalga çalışma modu

TOCO Aralığı: 0 - 100 birim

Ekran: 12,1" TFT dokunmatik ekran

Boyut: 350D X 320D X85H (mm)

Net Ağırlık: 3kg

Opsiyonel:

- İkiz FHR ölçümü
- Maternal SPO₂, PR, NIBP ve maternal EKG, TEMP, HR
- Merkezi istasyon ağ bağlantısı özelliği
- Fetus Uyandırma
- L8t32 Kablosuz bağlantı

