

L8ME FETAL / MATERNAL MONİTÖR

Özellikler

- 12.1 inç dokunmatik ekran, Android sistemi.
- Uzun ömürlü 150mm dahili termal yazıcı, HP Lazer yazıcı destekleme
- Hassas prob, DSP teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme.
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma.
- Şarj edilebilir batarya uzun süre çalışmayı destekler.
- Otomatik Fetal Hareket Algılama ve Hesaplama.
- CTG skorelama sistemi: Krebs skoru/Fischer Skoru/NST.
- Kısa süreli varyans analizi.
- Klinik olay analizi.
- Kablolulu / Kablosuz ağ bağlantısı.
- İkiz FHR çakışması alarmı.
- Fetüs sinyal gücü göstergesi.

Teknik Özellikler

FHR çalışma frekansı: 1.0MHZ

Güç: < 5 mW/cm²

Dönüştürücü: 9 kristalli, geniş dalga ışıını, darbeleri dalga çalışma modu

TOCO Aralığı: 0 - 100 birim

Ekran: 10.2" TFT dokunmatik ekran

Boyut: 300D X 240D X250H (mm)

Net Ağırlık: 3kg

Opsiyonel: İkiz FHR ölçümü,
Fetus Uyandırma,

