



GENEL ÜRÜN KATALOĞU

www.medelmedical.com

MDL
— MEDİKAL —

İÇİNDEKİLER

01	Misyonumuz ve Vizyonumuz	3
02	Hakkımızda	4
03	DMO'da Yer Alan Ürünlerimiz	5
04	All-in-One	6
05	Elektrocerrahi Üniteleri	7 - 8
06	ESHERO SH200 – SH230 Ventilatör Cihazları	10 - 11
07	Yoğun Bakım Cihazları	12 - 16
08	Fiber Optik Laringoskop Setlerimiz	17
09	Reusable Video Laringoskop YS-IR	18
10	Disposable Video Laringoskop YS-IL	19
11	Pediyatrik / Yetişkin Disposable Video Laringoskop Seti	19
12	Seesheen Hava Yolu Çözümleri	20 - 23
13	Stema Rezektoskop Seti	24
14	Stema Operatif Histeroskopi Seti	25
15	Stema Ofis Histeroskopi Seti	26
16	Kablosuz NST Cihazı	28
17	Fetal Monitör / NST Cihazları	29
18	Yenidoğan Yoğun Bakım Cihazları	30 - 33
19	Aydınlatma Ürünleri	34 - 38
20	Hastane Ekipmanları	39 - 41
21	Tanı ve Ölçüm Cihazları	42
22	Aksesuarlar	43
23	İş Birliği Yaptığımız Markalar	44
24	Veteriner Ürünleri	45



MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, kaliteli hizmet sunmak ve sağlık sektöründeki en son teknolojileri kullanarak topluma değer katmak temel misyonumuzdur.



VİZYONUMUZ

Sağlık sektöründeki liderliğimizi sürdürerek, sürekli olarak yenilikçi çözümler sunarak ve uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil edilerek, sağlık hizmetlerinde dönüştürücü bir güç olmayı hedefliyoruz.

En son teknolojileri takip ederek ve sürekli olarak gelişerek, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmak, sağlık alanında sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Hastane**Ameliyathane****Yenidoğan Yoğun Bakım****Yetişkin Yoğun Bakım**

HAKKIMIZDA

Medel Mühendislik ve Elektronik Sanayii A.Ş.'nin grup şirketlerinden biri olarak, İstanbul'da kurulan MDL Medikal, sağlık sektöründe biyomedikal cihazların geliştirilmesi ve yüksek kaliteli elektronik ekipmanların sağlanmasıyla Türkiye ve dünya çapında çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için küresel standartlarda ürün ve hizmet sunan şirketimiz, sektördeki öncü medikal şirketlerin başarılarından ilham alarak, tıbbi teknolojide en iyi çözümleri sunmaya odaklanmıştır.

MDL Medikal olarak, tıbbi cihazların temini ve teknik destek hizmetlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Sistem entegrasyonu, eğitim ve teknik destek gibi alanlarda sağlık profesyonellerine kapsamlı çözümler üreterek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir yanıtlar vermekteyiz.

Hedefimiz, sağlık sistemine bütünsel bir yaklaşım getirerek, küresel pazarda yenilikçi ve güvenilir bir marka olarak yerimizi sağlamlaştırmaktır. Geliştirdiğimiz çözümlerle sağlık profesyonellerinin görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz.

MDL Medikal, teknolojiyi insan sağlığını iyileştirmek için bir araç olarak gören vizyonuyla, sağlık sektöründe fark yaratmaya devam etmektedir.



DMO'DA YER ALAN ÜRÜNLERİMİZ



**KAVANDISH ICONIC IMAGE1
ELEKTROKOTER CİHAZI**
DMO Ürün Kodu: 120630 - K4796



**COMEN ND12 HASTA BAŞI
MONİTÖRÜ**
DMO Ürün Kodu: 121905 - K4796



**LUCKCOME L8P FETAL
MONİTÖR**
DMO Ürün Kodu: 123546 - K4796



**COMEN NC6
VİTAL MONİTÖR**
DMO Ürün Kodu: 123548 - K4796



**MOLE YS-IR
VİDEOLARİNGOSKOP**
DMO Ürün Kodu: 117779 - K4796

Sağlıkta Güven, DMO'da Çözüm

ENTEĞRE TEKNOLOJİ DAHA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER



Elektrocerrahi
Ünitesi



Argon Plazma
Ünitesi



Entegre Sistem
Kullanımı



Taşıma Arabası



Tüm Bileşenler
Tek Platformda





ICONIC IMAGE Enerji Platformu



- Monopolar ve bipolar kullanım için çift dokunmatik ekran
- 7 mm'ye kadar **damar mühürleme** ve iki mühürleme modu
- Sürekli ve darbeli argon plazma koagülasyonu
- Bipolar TUR ve ablasyon modları
- Papillotomi ve polipektomi için EndoCut modları
- Monopolar kesme ve koagülasyon modları
- 30 özelleştirilebilir hekim programı
- İki cerrah için bağımsız Spray koagülasyon modu
- Otomatik durdurma ve sürekli HF kaçak akım izleme
- Farklı damar mühürleme aksesuarlarıyla uyumluluk



ICONIC-IS410S Enerji Platformu



- 7 mm'ye kadar **damar mühürleme** ve iki farklı mühürleme modu
- Bipolar TUR (transüretal rezeksiyon) desteği
- Sürekli ve darbeli argon plazma koagülasyonu
- Argon Cut kesme modu
- Bipolar kesme ile otomatik ve manuel koagülasyon
- Monopolar kesme ve koagülasyon modları
- 30 özelleştirilebilir hekim programı
- İki cerrah için bağımsız Spray koagülasyonu
- Otomatik durdurma ve sürekli HF kaçak akım izleme
- Farklı damar mühürleme aksesuarlarıyla uyumluluk



MEG1-E Endoskopik Elektrokoter Cihazı



- Endoskopik işlemler için özel tasarım
- Papillotomi ve polipektomi modları
- Monopolar, bipolar ve argon plazma uygulama desteği
- Kontrollü kesme ve koagülasyon



KABLOSUZ Ayak Pedalları



- Kablo dolanmasını önler
- Farklı kullanım alanlarına uygundur
- Kolay temizlenir ve saklanır
- Yaygın olarak bulunan standart pillerle çalışır
- 24 ay garanti



APS Argon Plazma Ünitesi



- Gaz kaçağı ve basınç izleme
- Akıllı alarm sistemi
- Argon Cut (kesme) ve Argon Coagulation (koagülasyon) modları
- 0-10 L/dk aralığında, 0,1 L/dk'lık adımlarla gaz akışı ayarı
- Doku ile aplikatörün yapışmasını önleyen temassız koagülasyon
- Temassız uygulama sayesinde doku ile aplikatör arasında yapışmanın önlenmesi



MEG-2 Damar Mühürleme Cihazı



- Damar mühürleme ve bipolar koagülasyon
- İki farklı damar mühürleme modu
- Otomatik başlatma ve durdurma
- Farklı damar mühürleme aksesuarlarıyla uyumluluk



MEG-1 Elektrokoter Cihazı



- Monopolar ve bipolar kesme ve koagülasyon
- Monopolar ve bipolar TUR (transüretal rezeksiyon) desteği
- Otomatik sistem testi ve kaçak akım izleme
- 10 özelleştirilebilir hekim programı hafızası



MEG1-R Radyofrekans Elektrokoter Cihazı



- MHz frekansında radyofrekans (RF) ile kesme ve koagülasyon
- Darbeli kesme dâhil 7 RF dalga formu
- Düşük yanıl ısı etkisiyle hassas kesi
- Dermatoloji, KBB, jinekoloji, oftalmoloji ve estetik uygulamalarına uygun

TAKTVOLL

ES-300D

Elektrokoter Cihazı



- Monopolar koagülasyon: Spray, Forced ve Soft modları
- Monopolar kesme: Pure, Blend 1, Blend 2 ve Blend 3 modları
- Üç bipolar çıkış modu: Makro, Standart ve Hassas
- Dokuz programlık hafıza ile kayıtlı ayarlardan başlatma

TAKTVOLL

ES-100 Pro

Elektrokoter Cihazı



- Dokunmatik ekran
- Beş monopolar ve iki bipolar olmak üzere yedi çalışma modu
- Monopolar kesme: Pure Cut, Blend 1 ve Blend 2
- Monopolar koagülasyon: Spray ve Forced
- Bipolar modlar: Damar mühürleme ve Standart
- CQM elektrot temas kalitesi izleme sistemi

TAKTVOLL

ES-300S

Elektrokoter Cihazı



- 7 inç dokunmatik ekran
- Çift monopolar kalem çıkışı
- Açılışta otomatik hata algılayan sistem testi
- Çıkış gücü sürekli izlenir; direnç sınırı aşıldığında REM alarmı devreye girer.
- **Damar mühürleme desteği**

TAKTVOLL

ES-100

Elektrokoter Cihazı



- Monopolar kesme: Pure, Blend 1 ve Blend 2 modları
- Monopolar koagülasyon: Spray ve Forced modları
- Bipolar mod: Doku üzerindeki ısı etkisini sınırlamaya yönelik koagülasyon

TAKTVOLL

ES-200PK

Elektrokoter Cihazı



- Monopolar kesme: Pure, Blend 1 ve Blend 2 modları
- Monopolar koagülasyon: Spray, Forced ve Soft modları
- Bipolar çalışma: Standart ve Hassas (Precise) modları



HİZMETLERİMİZ

- » Bakım & Onarım
- » Kullanıcı Eğitimleri
- » Medikal Cihaz Teknik Servis Hizmetleri
- » Anahtar Teslim Hastane ve Klinik Projeleri

Medikal Çözümlerde Profesyonel Yaklaşım

Sağlık kuruluşlarına yönelik medikal cihaz, teknik servis, anahtar teslim hastane projeleri, eğitim ve danışmanlık çözümleri sunuyoruz.



ESHERO



Transport Ventilatör Cihazı SH200

- 5 inç TFT ekran ile basınç, hacim ve akım değerlerini gerçek zamanlı izleme
- 4,5 kg ağırlığında, dayanıklı taşıma çantasıyla acil durumlar ve hasta transferleri için ideal
- AC, SIMV, CPAP ve PEEP modlarıyla hem yetişkin hem pediatrik hastalara uygun.
- 4 saate kadar kesintisiz kullanım.
- Yüksek/düşük basınç, apne, batarya gibi durumlar için sesli ve görsel uyarılar
- Harici oksijen tüpü veya merkezi sisteme bağlanabilir.



Gerçek Zamanlı izleme

5 inç TFT ekran ile basınç, hacim ve akım değerlerini gerçek zamanlı izleme.



Hafif ve Dayanıklı

4,5 kg ağırlığında, dayanıklı taşıma çantasıyla acil durumlar ve hasta transferleri için ideal.

Transport Ventilatör Cihazı SH230

Kullanım Alanı

Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan için uyumlu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dokunmatik Ekran: 10.4 inç yüksek çözünürlüklü ekran, ayar ve parametreleri kolayca kontrol etme imkânı sunar.

Esnek Ventilasyon Modları: Hastanın klinik ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, invaziv ve non-invaziv tedavi sağlar.

Hayati Parametre İzleme: Solunum hacmi, basınç, hız ve oksijen konsantrasyonu gibi parametreleri gerçek zamanlı izler.

"Her Nefeste Hayata Dokunun."

Tasarım Avantajları

Kompakt ve taşınabilir yapı, kolay taşıma ve kurulum sağlar.

Acil Durum Kullanımı

Dahili batarya sayesinde 3 saate kadar otonom çalışabilir.

Güvenilirlik

Tıbbi tesisler, acil servis odaları ve acil solunum desteği gereken durumlar için ideal bir çözümdür.





COMEN Hastabaşı Monitörü ND10



- 800x600, 10.4 inç renkli TFT LCD kapasitif dokunmatik ekranlı monitor,
- Klinik yardımcı uygulamalar EWS ,CCHD, SepsisGuide, GCS, 24 saatlik EKG özeti
- **LIS, HIS, PACS, EMR** hastane veri aktarım protokolleriyle uyumlu
- Yenidoğan için **OxyCRG**
- **Opsiyonel** : Etco2, Ibp, Cardiac output

DMO Ürün Kodu : 121905 - K4796

COMEN Hastabaşı Monitörü ND12



- 800x600, 12.1 inç renkli TFT LCD kapasitif dokunmatik ekranlı monitor,
- Klinik yardımcı uygulamalar EWS ,CCHD, SepsisGuide, GCS, 24 saatlik EKG özeti
- **LIS, HIS, PACS, EMR** hastane veri aktarım protokolleriyle uyumlu
- Yenidoğan için **OxyCRG**
- **Opsiyonel** : Etco2, Ibp, Cardiac output, Wifi

COMEN Hastabaşı Monitörü ND15



- 1024x768, 15 inç renkli TFT LCD kapasitif dokunmatik ekranlı monitor,
- Klinik yardımcı uygulamalar EWS ,CCHD, SepsisGuide, GCS, 24 saatlik EKG özeti
- **LIS, HIS, PACS, EMR** hastane veri aktarım protokolleriyle uyumlu
- Yenidoğan için **OxyCRG**
- **Opsiyonel** : Etco2, Ibp, Cardiac output





COMEN Vital Monitör NC5



- 8 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Anlık ölçüm ve sürekli izleme modları
- NIBP, SpO₂, EKG ve **kulaktan vücut sıcaklığı ölçümü**
- MEWS erken uyarı skoru
- Her yönden görülebilen çift ışıklı alarm
- **Wi-Fi bağlantısı ve HL7 entegrasyonu**

DMO Ürün Kodu : 123548 - K4796

COMEN Vital Monitör NC6



- 8 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Yetişkin, pediatrik ve yenidoğan hastalar için kullanım
- NIBP, SpO₂, solunum (RESP) ve sıcaklık takibi
- Çift SpO₂ ve plethRESP™ ile solunum takibi
- **Exergen probuyla alından hızlı sıcaklık ölçümü**
- **Wi-Fi bağlantısı ve HL7 entegrasyonu**

COMEN Vital Monitör NC7



- 10,1 inç, 1280 × 800 çözünürlüklü dokunmatik ekran
- Yetişkin, pediatrik ve yenidoğan kullanım modları
- Solunum hızı, sıcaklık, NIBP ve SpO₂ takibi
- **Exergen probuyla alından hızlı sıcaklık ölçümü**
- Üç seviyeli sesli ve görsel alarm
- **Wi-Fi bağlantısı ve HL7 entegrasyonu**
- İsteğe bağlı EtCO₂ ölçümü



MEDEL Hastabaşı Monitörü YK-8000B

- 12,1 inç renkli TFT LCD ekran
- İnce, hafif ve taşınabilir tasarım
- Gerçek zamanlı ST segment analizi ve kalp pili algılama
- Üç seviyeli sesli ve görsel alarm
- 400 ölçüme kadar NIBP kayıt listesi
- Yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve ameliyathane için kablosuz merkezi izleme

Opsiyonel: IBP, ETCO₂



MUBIMED 6 KANALLI EKG CİHAZI EM-601

- Otomatik EKG yorumlama ve kalp pili algılama
- Katlanabilir 7 inç LCD ekran
- Lityum iyon pil ve 1.000 EKG'ye kadar dahili kayıt
- SD kart, USB, barkod okuyucu ve kablosuz ağ desteği
- Dahili termal yazıcı ve harici USB yazıcı desteği*
- PDF, JPG, BMP, EM-XML, SCP*, DICOM ve FDA-XML formatlarında rapor aktarımı
- FTP ve DICOM* üzerinden HIS, PACS ve EMR sistemleriyle veri paylaşımı



COMEN Hastabaşı Monitör STAR 8000

- 12,1 inç renkli TFT LCD ekran
- Göğüs empedansı ile solunum takibi
- Aynı anda 7 dalga formunun gerçek zamanlı izlenmesi
- Çok seviyeli alarm yönetimi
- Dahili yüksek kapasiteli batarya
- USB ve SD karta veri kaydı
- Elektrik kesintisinde otomatik veri kaydı
- Çoklu dil seçeneği
- Merkezi izleme sistemine kablolu veya kablosuz bağlantı
- HL7 bağlantısı

Standart: 3-lead ECG, COMEN SpO₂, NIBP, 1-TEMP, RESP, PR

Opsiyonel: 12-lead ECG, Nellcor/Masimo SpO₂, Suntech NIBP, 2-TEMP, EtCO₂, 2-IBP, Recorder



ZONCARE EKG Cihazı iMAC 120 PRO

- 10,4 inç dokunmatik ekran
- Eş zamanlı 12 derivasyonlu EKG analizi
- Glasgow algoritması ile gelişmiş EKG yorumlama
- Kalp pili algılama
- Pediatrik ve yenidoğan hasta kullanımına uygun
- DICOM ve HL7 desteği; Wi-Fi ve LAN bağlantısı



ZONCARE EKG Cihazı iMAC 300 PRO

- Dahili Wi-Fi modülü
- Dokuz tuşlu klavye ve kısayol tuşları
- 5 inç LCD ekran
- Tek tuşla EKG kaydı
- Yetişkin, çocuk ve yenidoğan hastalarda kullanım
- DICOM ve HL7 desteği; Wi-Fi ve LAN bağlantısı



COMEN S5 Defibrilatör

- 7 inç ekran
- 2,5 saat izleme veya 360 J ile 100 şok kapasitesi
- 360 J bifazik defibrilasyon; SpO₂, EKG ve kalp pili modülü
- Yenidoğan, çocuk ve yetişkin hastalar için kullanım
- Türkçe menü ve sesli CPR yönlendirmesi
- İsteğe bağlı NIBP ve EtCO₂ modülleri



GRASEBY

ŞİRINGA POMPASI S20



- Şırınganın yerleşimini algılayan akıllı sensör sistemi
- 4 inç IPS dokunmatik ekran
- İlaç kütüphanesi desteği; tanımlı ilaç ve doz sınırlarının dışındaki girişler için anlık uyarı
- 2/3 mL'den 60 mL'ye kadar şırınga desteği
- **HL7 standartlarıyla uyumlu**

GRASEBY

İNFÜZYON POMPASI V20



- 4 inç IPS dokunmatik ekran
- İlaç kütüphanesi desteği; tanımlı ilaç ve doz sınırlarının dışındaki girişler için anlık uyarı
- 0,01-2000 mL/saat akış hızı
- Hızlı Başlatma ve Otomatik Pompa kapağı
- **HL7 standartlarıyla uyumlu**

MEDEL - ŞİRINGA POMPASI BYZ-810



- HD LCD ekran ve kolay kullanımlı arayüz
- Sesli ve görsel alarm
- 10, 20, 30 ve 50/60 mL şırınga desteği
- KVO hızı: 0,1–5,0 mL/sa
- İnfüze edilecek hacim (VTBI): 0,1–9.999,9 mL
- Üç çalışma modu: Hız modu, Zaman hacim modu, Doz Ağırlık modu
- Üç seviyeli oklüzyon: yüksek, orta ve düşük
- Son enjeksiyonun ayarlarını otomatik olarak kaydeder

MEDEL ÇİFTLİ BESLENME POMPASI ME10



- Sürekli ve aralıklı enteral besleme modları
- Programlanabilir besleme
- Tıkanmayı önlemeye yardımcı özellik
- Yüksek akış hızı
- Dokunmatik ekran

MEDEL İNFÜZYON POMPASI BYS-820



- HD LCD ekran ve kolay kullanımlı arayüz
- Sesli ve görsel alarm
- İnfüzyon hızı: 1–1.200 mL/sa veya 1–266 damla/dk
- Üç seviyeli tıkanıklık alarmı
- KVO hızı: 1–5 mL/sa
- İnfüze edilecek hacim (VTBI): 1–9.999 mL
- 100–240 V AC, 50/60 Hz güç girişi ve dahili pil
- Son infüzyon ayarlarını otomatik kaydetme

MEDEL TEKLİ BESLENME POMPASI ME11



- Yalnızca besleme, sürekli ve aralıklı besleme modları
- Otomatik yıkama ve programlanabilir nemlendirme
- Tıkanmayı önlemeye yardımcı özellik
- Dokunmatik ekran



keewell
Medical Technology

FT2800 ÇİFT KANALLI KAN - SERUM ISITICI

- Sıcaklık sensörleriyle kontrollü ısıtma
- 24 saat kesintisiz çalışma ve otomatik sistem testi
- Çift aşırı ısınma koruması ve otomatik kapanma
- Bağımsız veya birlikte çalışan iki ısıtma kanalı
- IV setini çevreleyen tasarımla düşük ısı kaybı
- Standart IV setleriyle uyumlu; özel set gerektirmez



keewell
Medical Technology

FT1800 TEK KANALLI KAN - SERUM ISITICI

- Ayarlanan ve ölçülen sıcaklık ile ısıtma süresini gösteren LED ekran
- Çift aşırı ısınma koruması ve otomatik ısıtma kesme
- Sıcaklık sapmaları ve sensör hataları için sesli ve görsel alarm
- Hızlı kuru ısıtma sistemi
- Standart IV setleriyle uyumlu; özel set gerektirmez



vivolight

V800P DAMAR GÖRÜNTÜLÜME CİHAZI

- Temel, ince damar ve derinlik tespiti dâhil 8 çalışma modu
- Üç seviyeli derinlik göstergesi ve önerilen iğne açısı
- İnce damarlar için optimize edilmiş görüntüleme
- Azaltılmış arka plan gürültüsüyle net damar görüntüsü
- Farklı cilt tonları ve aydınlatma koşullarına uyum
- Her yaş grubuna uygun kullanım
- Ayarlanabilir parlaklık



vivolight

V800F DAMAR GÖRÜNTÜLÜME CİHAZI

- İnce damarlar için optimize edilmiş görüntüleme
- Azaltılmış arka plan gürültüsüyle net damar görüntüsü
- Farklı cilt tonları ve aydınlatma koşullarına uyum
- Her yaş grubuna uygun kullanım
- Ayarlanabilir parlaklık



FİBER OPTİK LARİNGOSKOP SETLERİMİZ

FİBER OPTİK

MDL PLS-03

3 Bıçaklı Fiber Optik Pediatrik Laringoskop Seti

- Pediatrik kullanım için 3 farklı bıçak boyutu
- Fiber optik aydınlatma sistemi
- Kaymaz yüzeyli ergonomik sap tasarımı
- Koruyucu taşıma ve saklama çantası ile set halinde



FİBER OPTİK

MDL MCS-03

MACCAU 3 Bıçaklı Fiber Optik Laringoskop Seti

- 3 farklı MACCAU bıçak ile set halinde sunulur
- Fiber optik aydınlatma sistemi ile net görüş sağlar
- Kaymaz yüzeyli ergonomik sap tasarımı
- Koruyucu taşıma ve saklama çantası ile birlikte



FİBER OPTİK

MDL MLS-04

4 Bıçaklı Fiber Optik Laringoskop Seti

- 4 farklı bıçak boyutu ile set halinde sunulur
- Fiber optik aydınlatma sistemi ile net görüş sağlar
- Kaymaz yüzeyli ergonomik sap tasarımı
- Koruyucu taşıma ve saklama çantası ile birlikte



REUSABLE VIDEO LARINGOSKOP


YS-IR

Geliştirilmiş Monitör

Ekran	: 3" TFT OLED
Ekran Çözünürlüğü	: 720x480
Eğim ve rotasyon	: 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
Bellek	: 8 GB 64 GB
Batarya	: Şarj edilebilir 3.7V , Lityum İyon batarya
Batarya ömrü	: Tam şarjla 4.5-5 saat
Şarj olma süresi	: 4 saatten az

Geliştirilmiş Blade

Görüş açısı	: 73°
Işık kaynağı	: Yüksek Yoğunlukta LED
İyileştirilmiş kamera çözünürlüğü	: 960x480
Materyal	: Metal
Anti Buğu	: Distal lens kaplamasıyla ön ısıtmaya gerek kalmaz



DMO Ürün Kodu: 117779 -K4796



00-Z#
Yenidoğan



00#
0-1 Yaş



0#
1-2 Yaş



1#
2-6 Yaş



2#
Genç



3#
Yetişkin



4#
Yetişkin, obezite



5# D- Blade
Zor entübasyon



MDL

www.medelmedical.com

DISPOSABLE VIDEO LARINGOSKOP

YS-IL

Geliştirilmiş Monitör

Ekran	: 3" TFT OLED
Ekran Çözünürlüğü	: 720x480
Eğim ve rotasyon	: 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
Bellek	: 8 GB 64 GB
Batarya	: Şarj edilebilir 3. 7V , Lityum İyon batarya
Batarya ömrü	: Tam şarjla 4.5-5 saat
Şarj olma süresi	: 4 saatten az

Geliştirilmiş Blade

Görüş açısı	: 73°
Işık kaynağı	: Yüksek Yoğunlukta LED
İyileştirilmiş kamera çözünürlüğü	: 960x480
Materyal	: Polikarbonat
Anti Buğu	: Distal lens kaplamasıyla ön ısıtmaya gerek kalmaz



PEDİATRİK/ YETİŞKİN DISPOSABLE VIDEO LARINGOSKOP SET

YS-II

Taşınabilir
Enfeksiyon
Kontrolü

Geliştirilmiş Monitör

Ekran	: 3" TFT OLED
Ekran Çözünürlüğü	: 720x480
Eğim ve rotasyon	: 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
Bellek	: 8 GB 64 GB
Batarya	: Şarj edilebilir 3. 7V , Lityum İyon batarya
Batarya ömrü	: Tam şarjla 4.5-5 saat
Şarj olma süresi	: 4 saatten az
•	MAC0-MAC1-MAC2-MAC3 Disposable Blade ile uyumlu
•	#00,0,1,2,3,4,5 Reusable Blade'ler ile uyumlu

Paket



Standart

Acil Durum Çantası



Channeled Blade



Yenidoğan



2-6 Yaş Pediatrik



Yetişkin



Yetişkin, Obezite



SEESHEEN

HAVA YOLU ÇÖZÜMLERİ

CE



Emme Valfi Tutucusu

Emiş valfinin düşmesini
önmek için benzersiz
düşme önleyici tasarım



Çok Fonksiyonlu Düğmeler

- 1- Yakınlaştır / Uzaklaştır
- 2- Yakala / kaydet
- 3- Dondur / bırak



Açı Kilidi

Doğru tanı ve tedavi için
distal ucun açısını kilitleyin
veya serbest bırakın



Döndürme

Operasyon esnekliğini ve
doğruluğunu iyileştirin

AF Serisi Flexible Video Bronkoskop



Kullanım Alanları

- ZOR HAVA YOLU ENTÜBASYONU
- HAVA YOLU TEDAVİSİ
- HAVA YOLU BAKIMI
- HAVA YOLU MUAYENESİ
- EĞİTİM VE UYGULAMA

Görüntü İşlemcisi

3
inç



HV-50

11
inç



HV-3101

QG Serisi Flexible Entübasyon Video Laringoskop



Kullanım Alanları

- DTL/BB KONUMLANDIRMA
- ZOR HAVA YOLU ENTÜBASYONU
- UYANIK ENTÜBASYON
- NAZOTRAKEAL ENTÜBASYON
- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HAVA YOLU KONTROLÜ
- HAVAYOLU MUAYENESİ
- EĞİTİM VE UYGULAMA

EN Serisi Flexible Rinolaringoskop



Kullanım Alanları

- YETİŞKİN KBB • PEDIATRİK KBB • ALERJİK HASTALIK • OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ

Flexible Disposable Video Bronkoskop

Tek Kullanımlık



1- Fotoğraf, Video
2- Ekran Dondurma



Rotasyon
Sağ, Sol 120°




Emme Valfi



Yukarı 210° / Aşağı 130°



Kilit Anahtarı



İnce Çap


ÜROLOJİ BİPOLAR / MONOPOLAR

24/26 FR.
28.5 FR.

19/22 FR.

17.5/18.5
FR.


REZEKTOSKOP SETİ



1 TELESKOPLAR



2 ÇALIŞMA ELEMANLARI



3 KILIFLAR & OBTÜRATÖRLER



4 ELEKTROTTLAR



SİSTOSKOP

- 0° - 12° - 30° - 70°
- Ø2.9mm, Ø4mm çap
- 302 mm çalışma uzunluğu
- K.Storz / R.Wolf uyumlu



DIŞ KILIF

- 18.5 Fr
- 22 Fr
- 24/26 Fr
- 28.5 Fr



İÇ KILIF

- 17.5 Fr
- 19 Fr
- 24/26 Fr
- 28.5 Fr



OBTURATOR



- 17.5 Fr
- 19 Fr
- 24/26 Fr
- 28.5 Fr



AKTİF ÇALIŞMA
ELEMANI



PASİF ÇALIŞMA
ELEMANI

KESİCİ ELEKTROD 30°



TOPUZ ELEKTROD



SİLİNDİR ELEKTROD



DÜZ ELEKTROD



BIÇAK ELEKTROD



BİPOLAR KABLO



OFİS HİSTEROSKOPİ SETİ

1 HD HİSTEROSKOP

Ø2.9mm, 30°görüŖaısı, otoklavlanabilir,
302mm alıŖma uzunluęu



2 HİSTEROSKOPİ DIŖ KILIF

2.9mm/30°skop, Ø 6.0mm iin DIŖ-
Diagnostik-Srekli-akıŖ kılıf



3 HİSTEROSKOPİ İ KILIF

2.9mmskoplar, Ø5.3mm iin İ-
Diagnostik-Srekli-akıŖ kılıf



4 BİYOPSİ FORSEPS

oval, esnek, ift-etkili,
Ø1.6mm, U 40cm



5 MAKAS ESNEK

tek-etkili, Ø1.6mm, U 40cm



6 KAVRAMA FORSEPS

timsah aęız, esnek, ift-etkili, Ø 1.6mm,
U 40cm



7 BUTON ELEKTROT ESNEK



5Fr., monopolar, uzunluk 530mm



8 İęNE ELEKTROT ESNEK

5Fr., monopolar, uzunluk 530mm





**"DOKUDA MİNİMUM HASAR,
İŞLEMDE MAKSİMUM PERFORMANS."**



KABLOSUZ NST CİHAZI

Wireless prob ile uzaktan
monitörizasyon

Otomatik fetal
hareket algılama



Wifi + DICOM
veri aktarımı

10.2 inç
Dokunmatik Ekran




Fetal Monitör Kablosuz NST Cihazı L8ME



- 10,2 inç dokunmatik ekran
- Kablosuz prob ile uzaktan fetal monitörizasyon
- DPS teknolojisi ile güvenilir FHR izleme
- Android işletim sistemi
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- Wi-Fi, DICOM ve HL7 altyapısı

Opsiyonel: İkiz gebelik, merkezi monitör sistemi, fetüs uyandırma



Fetal Monitör Android NST Cihazı L8



- 7 inç, 90° katlanabilir dokunmatik ekran
- Hassas FHR izleme ve otomatik fetal hareket algılama
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma
- Android işletim sistemi
- Wi-Fi, DICOM ve HL7 altyapısı

Opsiyonel: 6 parametre (FHR1, TOCO, FM, SPO2, NIBP, MHR), ikiz gebelik (FHR2), merkezi monitör sistemi, fetüs uyandırma




Fetal Monitör Android NST Cihazı L8P



- 12,1 inç renkli TFT ekran
- Hassas FHR, TOCO ve fetal hareket takibi
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma
- Wi-Fi, DICOM ve HL7 altyapısı

Opsiyonel: İkiz gebelik, merkezi monitör sistemi, fetüs uyandırma

DMO Ürün Kodu : 123546 - K4796



Fetal Monitör Klasik NST Cihazı L8



- 7 inç, 90° katlanabilir ekran
- Hassas FHR ve TOCO takibi
- Otomatik fetal hareket algılama
- Dahili şarj edilebilir Li-ion batarya

Opsiyonel: İkiz gebelik, merkezi monitör sistemi, fetüs uyandırma



Fetal / Maternal Monitör NST Cihazı L8P - M



- 12,1 inç renkli TFT ekran
- 9 parametrelili fetal ve maternal izleme
FHR1, TOCO, FM, SpO₂, NIBP, MHR, RR, TEMP ve ECG
- Android işletim sistemi
- Wi-Fi, DICOM ve HL7 altyapısı

Opsiyonel: İkiz gebelik, merkezi monitör sistemi, fetüs uyandırma



Fetal Monitör NST Cihazı Star 5000 E



- 5,7 inç LCD ekran
- FHR, TOCO ve fetal hareket takibi
- 3 seviyeli sesli ve görsel alarm
- 60 saat dalga formu inceleme ve saklama
- Merkezi monitör, ağ desteği

Opsiyonel: İkiz gebelik takibi

Hayatın İlk Anları İçin Üst Düzey Bakım





ECOSY930 YENİDOĞAN ISITICILI YATAK

- 10,4 inç LCD dokunmatik ekran
- Entegre LED fototerapi ünitesi
- Temassız alarm susturma sensörü
- 13° Trendelenburg pozisyonu



ECOSY630 YENİDOĞAN ISITICILI YATAK

- APGAR ve CPR zamanlayıcısı
- Dört tarafı şeffaf koruyucu paneller
- 0-13° Trendelenburg eğimi
- Isıtıcı başlık modülü



ECOLA3000 YENİDOĞAN İNKÜBATÖR

- 8 inç LCD ekran
- Gelişmiş alarm sistemi
- Etkili hava sirkülasyonu
- Isıtma sistemi için çift koruma
- Çift duvar ve hava perdesi



BN300 LED FOTOTERAPİ CİHAZI

- 3,5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- 16 mavi ve 4 beyaz LED
- 50.000 saat lamba ömrü
- Isı, UV ve IR yaymayan ışık kaynağı
- 360° dönebilen başlık modülü





TOSAN Radyant Isıtcılı Açık Yatak Model 083

- Yüksek performanslı fototerapi
- Hedef sıcaklığa 10 dakikada ulaşma
- Ayarlanabilir oksijen akışı
- Radyolojik görüntüleme için dönebilen başlık
- Servo kontrollü ısıtma



TOSAN Kuvöz Model 111

- Bebeğe kolay erişim sağlayan ergonomik tasarım
- Kabin içi gürültü düzeyi 50 dB'nin altında
- Eğim ayarlı hasta yatağı
- Yatak açısı tekerleklerle sağdan veya soldan 0°–30° arasında ayarlanabilir
- 70–100 cm arasında ayarlanabilir kuvöz yüksekliği
- Sesli ve görsel alarm
- Kontrol panelinde hava ve cilt sıcaklığı, nem düzeyi ve alarmlar görüntülenir.



TOSAN - Tünel Tipi Fototerapi Cihazı 16 Ledli Model 225

- Renkli dokunmatik ekran
- 16 LED'li silindirik tasarımla fototerapi
- Tedavi süresi, cilt ve ortam sıcaklığını gösteren dijital ekran
- 30.000 saat LED kullanım ömrü
- 360° homojen ışık dağılımı



TOSAN Transport Kuvöz Model 320

- 450 nm dalga boyunda, 12 W fototerapi
- Sesli ve görsel alarm
- Dijital sıcaklık ve nem göstergesi
- Partikül filtreli hava temizleme
- 4,3 inç dokunmatik ekranda hava ve cilt sıcaklığı, pil ve şarj durumu ile alarmlar görüntülenir.
- Kabin aydınlatması ve fototerapi ayarları ekrandan yönetilir.





TOSAN - Fototerapi Model 023

- Yenidoğan sarılığı için mavi LED fototerapi
- 460 nm dalga boyunda ışık
- Dört LED lamba
- Sesli alarm
- Cilt sıcaklığı ve tedavi süresini gösteren kontrol paneli



TOSAN Bebek Kotu Model 033

- Hasta yatağında 12°'ye kadar eğim ayarı
- Dahili saklama alanı
- Kilitli tekerlekler
- 15,5 kg ağırlık
- Pembe ve mavi renk seçenekleri



TOSAN Radyant Isıtıcı Açık Yatak Model 130

- Reflektörlü seramik ısıtıcılarla transepidermal su kaybını azaltmaya yardımcı ısıtma
- Homojen aydınlatma
- 130 mm yüksekliğinde duvara montaj
- Kontrol panelinde cilt sıcaklığı ve alarm parametrelerinin görüntülenmesi



TOSAN Radyant Isıtıcı Model 052

- Yenidoğan için ek ısıtma
- Cilt sensörüyle sıcaklık takibi
- Güç ve cilt sensörü hataları ile aşırı ısınma için alarm
- Ayarlanabilir zamanlayıcı





KS-7070 ÇİFT BAŞLIKLİ CERRAHİ LAMBASI

- Her başlıkta 160.000 lüks merkezî aydınlatma
- Başlık başına 80 LED
- 190 ± 35 mm ışık alanı
- 3.500–5.500 K ayarlanabilir renk sıcaklığı
- $Ra \geq 90$ renksel geriverim indeksi
- 5 inç dokunmatik kontrol ekranı



KS-7050 ÇİFT BAŞLIKLİ AMELİYAT LAMBASI

- Başlıklara göre merkezî aydınlatma: 160.000 / 150.000 lüks
- LED sayısı: 80 + 48
- Başlıklara göre ışık alanı: 190 ± 35 / 185 ± 35 mm
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.500–5.500 K
- Renksel geriverim indeksi: $Ra \geq 90$
- 5 inç dokunmatik kontrol ekranı



KS-7050C+ M ÇİFT BAŞLIKLİ MONİTÖRLÜ AMELİYAT LAMBASI

- Başlıklara göre merkezî aydınlatma: 160.000 / 150.000 lüks
- LED sayısı: 80 + 48
- Başlıklara göre ışık alanı: 190 ± 35 / 185 ± 35 mm
- Renk sıcaklığı: 3.500–5.500 K
- Renksel geriverim indeksi: $Ra \geq 90$
- İsteğe bağlı kamera, 32 inç 4K medikal monitör ve acil güç kaynağı





KS500 TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI

- Merkezî aydınlatma: 150.000 lüks
- 48 LED
- Işık alanı: 185 ± 35 mm
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.500–5.500 K
- Renksel geriverim indeksi: $Ra \geq 90$
- 5 inç dokunmatik kontrol ekranı



KS-Q10-02C TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI

- Merkezî aydınlatma: 120.000 lüks ($\pm \%20$)
- 10 LED
- Işık alanı: 140–200 mm
- Renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- Renksel geriverim indeksleri: $Ra 98, R9 97$
- Dört kademeli ışık şiddeti ayarı



KS-Q10-03C TAVANA MONTE AMELİYAT LAMBASI

- Merkezî aydınlatma: 120.000 lüks ($\pm \%20$)
- 10 LED
- Işık alanı: 140–200 mm
- Renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- Renksel geriverim değerleri: $Ra 98, R9 97$
- Dört kademeli ışık şiddeti ayarı





KSQ10-03W DUVARA MONTE AMELİYAT LAMBASI

- Lamba başlığı çapı: 277 mm
- 50 cm mesafede merkezî aydınlatma: 120.000 lüks ($\pm$ %20)
- 10 LED; en az 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 140–200 mm
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- Dört kademeli ışık şiddeti ve kırmızı renk dengesi ayarı



KS-Q10-02W DUVARA MONTE MİNÖR CERRAHİ LAMBA

- Lamba başlığı çapı: 277 mm
- Merkezî aydınlatma: 120.000 lüks ($\pm$ %20)
- 10 LED; en az 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 140–200 mm
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- Dört kademeli ışık şiddeti ve kırmızı renk dengesi ayarı
- Hareketli kol ile kolay konumlandırma



KS-700 MOBİL AMELİYAT LAMBASI

- Lamba başlığı çapı: 700 mm
- Merkezî aydınlatma: 160.000 lüks
- 80 LED
- Işık alanı çapı (D10): 190 ± 35 mm
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.500–5.500 K
- 5 inç dokunmatik kontrol ekranı



KS500 MOBİL AMELİYAT LAMBASI

- Lamba başlığı çapı: 500 mm
- Merkezî aydınlatma: 150.000 lüks
- 48 LED
- Işık alanı çapı (D10): 185 ± 35 mm
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.500–5.500 K
- Renksel geriverim indeksi: $R_a \geq 90$
- Güç tüketimi: 65 VA
- 5 inç dokunmatik kontrol ekranı



KS-1088 MOBİL BÜYÜTEÇLİ MUAYENE LAMBASI

- 36 LED; 50.000 saat kullanım ömrü
- Ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.200–6.000 K
- 10 kademeli ışık şiddeti ayarı
- Işık şiddeti ve renk sıcaklığı lamba başlığından ayarlanabilir
- 5× ve 10× büyütme seçenekleri



KS-Q10-02A MOBİL MİNÖR CERRAHİ LAMBA

- Merkezî aydınlatma: 120.000 lüks ($\pm$ %20)
- Lamba başlığı çapı: 277 mm
- 10 LED; en az 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı: 140–200 mm
- Renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- Renksel geriverim değerleri: Ra 98, R9 97
- Dört kademeli ışık şiddeti ayarı



KS-Q10-03A MOBİL MİNÖR CERRAHİ LAMBA

- Merkezî aydınlatma: 120.000 lüks ($\pm$ %20)
- 10 LED; en az 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 140–200 mm
- Renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- Renksel geriverim indeksi: Ra 98
- Dört kademeli ışık şiddeti ayarı




KS-Q3 MOBİL MUAYENE LAMBASI

- 50 cm mesafede merkezî aydınlatma: 40.000 lüks
- 1 LED; 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 110 mm
- Renk sıcaklığı: 4.800–5.500 K
- 76 cm esnek hareketli kol
- Güç tüketimi: 10 VA



KS-Q6 MOBİL MUAYENE LAMBASI

- 50 cm mesafede merkezî aydınlatma: 45.000 lüks
- 6 LED; 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 80 mm
- Renk sıcaklığı: 4.800–5.500 K
- 76 cm esnek hareketli kol
- Güç tüketimi: 20 VA



KS-R01 KAFA LAMBASI

- Aydınlatma şiddeti: 10.000–60.000 lüks
- Çalışma mesafesi: 20–50 cm
- Işık alanı çapı: 45–105 mm
- Renk sıcaklığı: 6.000–7.000 K
- LED ömrü: 50.000 saat
- Ayarlanabilir ışık şiddeti ve odak
- 2.000 mAh batarya ile 2 saatin üzerinde çalışma süresi
- Güç tüketimi: 2 W



KS-Q7 MOBİL MUAYENE LAMBASI

- 50 cm mesafede merkezî aydınlatma: 100.000 lüks
- 7 LED; 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 90–120 mm
- Renk sıcaklığı: 3.500–5.000 K
- 76 cm esnek hareketli kol
- Güç tüketimi: 30 VA



KS-H1N KAFA LAMBASI

- Aydınlatma şiddeti: 20.000–100.000 lüks
- Çalışma mesafesi: 20–50 cm
- Işık alanı çapı: 40–90 mm
- Renk sıcaklığı: 5.000–6.000 K
- 1 LED; 50.000 saat kullanım ömrü
- 2.000 mAh batarya ile 2 saatin üzerinde çalışma süresi
- Güç tüketimi: 5 W



KS-Q5N MOBİL MUAYENE LAMBASI

- 50 cm mesafede merkezî aydınlatma: 20.000–80.000 lüks
- 1 LED; 50.000 saat kullanım ömrü
- Işık alanı çapı: 300 mm
- Renk sıcaklığı: 4.800–6.500 K
- 100 cm esnek hareketli kol
- Güç tüketimi: 15 VA





EKG Trolley

- Yükseklik: 89 cm; üst tabla genişliği: 45 cm
- Aksesuar sepeti: 28 × 13 cm
- 75 mm çapında, ikisi frenli dört döner poliüretan tekerlek
- Ergonomik tasarım



Medikal Trolley

- Ölçüler: 89 cm yükseklik, 60 cm genişlik
- Çift çekmece; iç ölçüleri 46 × 36 cm
- Tam açılır teleskopik bilyalı raylar ve alüminyum kulplar
- 75 mm çapında, dört frenli döner poliüretan tekerlek
- Kolay temizlenebilir tasarım



Monitör Trolley

- Yükseklik: 103 cm
- Aksesuar sepeti: 28 × 13 cm
- 75 mm çapında, ikisi frenli dört döner poliü
- Kolay kullanım sağlayan kayar kızak
- Ergonomik tasarım
- Vital bulgu ve hasta başı monitörleriyle uy



EMA-105

Acil Servis Arabası

- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan üretilmiştir.
- 125 mm çapında tekerlekler
- Çekmece içi bölücüler
- Yıkabilir ABS çekmeceler



MDT 401-403

Acil Servis Arabası

- Ekstrüde alüminyum kolonlar
- 125 mm çapında tekerlekler
- Çekmece içi bölücüler
- Yıkabilir çekmeceler



EMS 803

Acil Servis Arabası

- Ekstrüde alüminyum kolonlar
- 125 mm çapında tekerlekler
- Çekmece içi bölücüler
- Yıkabilir çekmeceler



HAMPER CART

Medikal Araba

- Kirli ve temiz malzeme taşıma arabası
- Üç raflı tasarım
- Polikarbonat taşıma tutamakları
- 1,5 mm kalınlığında çelik kolonlar
- 1 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelik
- 125 mm çapında tekerlekler



EMA-101

Acil Servis Arabası



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES
EMA 102
Crash Card



- Ekstrüde alüminyum kolonlar
- 100 veya 125 mm çapında tekerlekler
- Her çekmecede iç bölücüler
- ABS çekmeceler

MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES
CTW Endoskopi ve
Laparoskopi Arabası



- Endoskopi ve laparoskopi cihazlarına uygun tasarım
- Ölçüler: 52 x 37 cm
- Ekstrüde alüminyum kolonlar
- 125 mm çapında, yükseklik ayarlı tekerlekler
- 100 kg taşıma kapasitesi
- Elektrostatik boyalı kapak

MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES
MET201 Anestezi ve
İlaç Arabası



- Ekstrüde alüminyum kolonlar
- 125 mm çapında tekerlekler
- İç bölücülü, yıkanabilir 32 çekmece

MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES
MDT404 Pansuman
Arabası (Küçük)



- Ekstrüde alüminyum kolonlar
- 125 mm çapında tekerlekler
- İç bölücülü, yıkanabilir ABS çekmeceler

MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES
CTP 10 Endoskopi ve
Laparoskopi Arabası



- Endoskopi ve laparoskopi cihazları için uyg
- Raf ölçüleri: 40 x 40 cm
- Döküm alüminyum raflar ve ekstrüde alüminyum kolon
- 125 mm tekerlekler
- 120 kg taşıma kapasitesi
- Kolon içi gizli kablo kanalı ve çıkış bağlantısı
- Elektrostatik boyalı yüzey

MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES
TH3S
304 Paslanmaz Çelik
Depolama Arabası



RT 110

Monitör Taşıma Arabası

- EKG cihazları için uygun tasarım
- İç ölçüler: 35 x 29 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir, bölmeli ABS sepet
- EKG kablo tutucusu
- 75 mm çapında, ikisi frenli dört tekerlek



Alpha

Pansuman Arabası

- ABS plastik gövde
- Şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- Merkezî kilitli, bölmeli beş çekmece (üç orta, iki küçük)
- Bir çöp ve bir atık kovası
- Ölçüler: 75,4 cm genişlik, 58,75 cm derinlik, 86,25 cm yükseklik
- Dört tekerlekli yapı



RT 30

Monitör Taşıma Arabası

- Monitör için yaklaşık 30° eğim ayarı
- Pim sistemiyle kolay monitör değişimi
- Alüminyum kolon ve metal tel sepet
- Ergonomik taşıma tutamağı



Alpha

Anestezi Arabası

- ABS plastik gövde ve şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- Merkezî kilitli, bölmeli beş çekmece (bir büyük, iki orta, iki küçük)
- Tek kullanımlık iğneler için atık kutusu
- Açılabilir ilaç hazırlama tablası
- İkisi frenli dört tekerlek



RT 40

Monitör Taşıma Arabası

- Monitör montajı için bağlantı plakası
- Ergonomik taşıma tutamağı ve metal tel sepet
- Beş kollu, beş tekerlekli taban
- Kompakt ve hareketli tasarım



Alpha

Acil Arabası

- ABS plastik gövde
- Yeniden kullanılabilir veya tek kullanımlık merkezî kilit seçeneği
- Farklı çekmece sayısı seçenekleri
- Defibrilatör ve monitör rafı; CPR tahtası
- İğne atık kutusu ve atık kovası
- Açılabilir ilaç hazırlama tablası
- İkisi frenli dört tekerlek
- Oksijen tüpü tutucusu ve dört kancalı serum askısı



MEDEL EL TİPİ PULSE OKSİMETRE YK-820A



- Yetişkin, çocuk ve yenidoğan kullanımına uygun
- 2,4 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 15 kullanıcı profili ve 96 saatlik veri kaydı
- Veri analizi için yazılım desteği
- Ayarlanabilir sesli ve görsel alarmlar
- Şarj edilebilir pil ile 10 saate kadar kullanım

MEDEL EL TİPİ PULSE OKSİMETRE YK-820B



- Yetişkin, çocuk ve yenidoğan kullanımına uygun
- SpO₂, nabız (PR) ve sıcaklık ölçümü
- 2,4 inç yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Sesli ve görsel alarmlar
- Kompakt ve taşınabilir tasarım

MUBİMED FETAL EL DOPPLERİ FD88



- 1,77 inç TFT ekran
- Hassas prob ile fetal kalp atım hızı (FHR) ölçümü
- Otomatik kapanma
- Şarj edilebilir lityum iyon pil
- Düşük ultrason çıkış gücü

MEDEL EL TİPİ PULSE OKSİMETRE YK-820C



- Yetişkin, çocuk ve yenidoğan kullanımına uygun
- SpO₂ ve nabız (PR) ölçümü
- 2,4 inç yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Sesli ve görsel alarmlar
- Kompakt ve taşınabilir tasarım

yonker YK-81A Pulse Oksimetre



- LED ekran ve 6 görüntüleme modu
- 8 saniye sonra otomatik kapanma
- Hafif ve taşınabilir tasarım
- Düşük pil göstergesi
- 6 saati aşan kesintisiz çalışma

yonker YK-BPA-2 Dijital Tansiyon Aleti



- Son 3 ölçümün ortalamasını gösterme
- Otomatik kapanma
- Hata ve düşük pil göstergesi
- Tarih ve saat göstergesi
- 2 kullanıcı için ayrı ayrı 99 ölçüm kaydı
- Aşırı basınç koruması

AKSESUARLAR



Her marka ve modelde temin edilebilmektedir.

Ürün Grupları

Hastabaşı Monitör Aksesuarları

- SpO₂ problemleri
- 7 pinli Disposable SpO₂ probu
- 9 pinli Disposable SpO₂ probu
- EKG kabloları
- Tansiyon hortum-manşonları (NIBP)
- Isı problemleri
- Kapnograf (EtCO₂)
- IBP kablo ve setleri

EKG Cihazı Aksesuarları

- EKG kabloları
- EKG ara kablo ve leadleri
- Puar-mandal ve snap uç takımları

NST Cihazı Aksesuarları

- Us problemleri
- Toco problemleri
- El butonu ve nst kemeri

Defibrilatör Cihazı Aksesuarları

Elektrokoter Cihazı Aksesuarları

- Bipolar ara kabloları
- Plak ara kabloları
- Elektrokoter plakları
- Bipolar pensetler
- Elektrodlar
- Elektrokoter pedalları

Ventilatör Cihazı Aksesuarları

- Oksijen sensörler
- Flow sensörler
- Ekshalasyon valfleri
- Flow sensör ara kabloları

Anestezi Cihazı Aksesuarları

- Oksijen sensörleri
- Bakım kitleri/anestezi devresi/körüğü

Nemlendirici Cihazı Aksesuarları

- İnfüzyon / enjektör setleri

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ MARKALAR

**KAVANDISH
SYSTEM**

GRASEBY

ESHERO

keewell
Medical Technology

SEESHEEN

Easywell

COMEN

LUCKCOME

**MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES**

BYOND

**bng
MEDICAL**

MDK Med

ZONCARE

YONKER

vivolight

MUBIMED

STEMA

MOLE MEDICAL

MDL



Hayvan dostlarımıza kapsamlı bir sađlık hizmeti sunmak adına, veteriner hekimlerin ve kliniklerin tercih ettiđi ürünlerimizi veteriner katalođumuza göz atarak keşfedebilirsiniz.



www.medelmedical.com





2026
EKİM

@medelmedical

medelmedikal

medelmedikal

