



GENEL ÜRÜN KATALOĞU

www.medelmedical.com



İçindekiler

Misyonumuz - Vizyonumuz	3
Hakkımızda	4
ESHERO SH230	5
ALL IN ONE	6
Kavandish Elektrokoter Üniteleri	7
Taktvoll Elektrokoter Üniteleri	8
Yoğun Bakım Cihazları	9 - 15
Seesheen Hava Yolu Çözümleri	16
AF Serisi Flexible Video Bronkoskop	17
QG Serisi Flexible Video Bronkoskop	18
EN Serisi Flexible Rinolaringoskop	18
Disposable Video Bronkoskop	19
Reusable Video Laringoskop YS-IR	20
Disposable Video Laringoskop YS-IL	21
Pediyatrik Yetişkin Disposable Video Laringoskop YS-II	21
Kablosuz NST Cihazı	22
Kadın Doğum Cihazları	23
Aydınlatma Ürünleri	24 - 27
Yenidoğan Yoğun Bakım	28 - 29
Acil Servis Cihazları	30
Genel Hastane Ekipmanları	31
Hastane Ekipmanları	32 - 33
OSGB Ekipmanları	34
Aksesuarlar	35
Referanslar	36
Veteriner	37
Notlar	38



Misyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, kaliteli hizmet sunmak ve sağlık sektöründeki en son teknolojileri kullanarak topluma değer katmak temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Sağlık sektöründeki liderliğimizi sürdürerek, sürekli olarak yenilikçi çözümler sunarak ve uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil edilerek, sağlık hizmetlerinde dönüştürücü bir güç olmayı hedefliyoruz. En son teknolojileri takip ederek ve sürekli olarak gelişerek, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmak, sağlık alanında sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Hastane**Ameliyathane****Yenidoğan Yoğun Bakım****Yetişkin Yoğun Bakım**

Hakkımızda

Medel Mühendislik ve Elektronik Sanayii A.Ş.'nin grup şirketlerinden biri olarak, İstanbul'da kurulan MDL Medikal, sağlık sektöründe biyomedikal cihazların geliştirilmesi ve yüksek kaliteli elektronik ekipmanların sağlanmasıyla Türkiye ve dünya çapında çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için küresel standartlarda ürün ve hizmet sunan şirketimiz, sektördeki öncü medikal şirketlerin başarılarından ilham alarak, tıbbi teknolojide en iyi çözümleri sunmaya odaklanmıştır.

MDL Medikal olarak, tıbbi cihazların temini ve teknik destek hizmetlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Sistem entegrasyonu, eğitim ve teknik destek gibi alanlarda sağlık profesyonellerine kapsamlı çözümler üreterek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir yanıtlar vermekteyiz.

Hedefimiz, sağlık sistemine bütünsel bir yaklaşım getirerek, küresel pazarda yenilikçi ve güvenilir bir marka olarak yerimizi sağlamlaştırmaktır. Geliştirdiğimiz çözümlerle sağlık profesyonellerinin görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz.

MDL Medikal, teknolojiyi insan sağlığını iyileştirmek için bir araç olarak gören vizyonuyla, sağlık sektöründe fark yaratmaya devam etmektedir.

ESHERO

Transport Ventilatör Cihazı SH230

Kullanım Alanı

Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan için uyumlu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dokunmatik Ekran: 5,6 inç yüksek çözünürlüklü ekran, ayar ve parametreleri kolayca kontrol etme imkânı sunar.

Esnek Ventilasyon Modları: Hastanın klinik ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, invaziv ve non-invaziv tedavi sağlar.

Hayati Parametre İzleme: Solunum hacmi, basınç, hız ve oksijen konsantrasyonu gibi parametreleri gerçek zamanlı izler.

**"Her Nefeste
Hayata Dokunun."**

Tasarım Avantajları

Kompakt ve taşınabilir yapı, kolay taşıma ve kurulum sağlar.

Acil Durum Kullanımı

Dahili batarya sayesinde 3 saate kadar otonom çalışabilir.

Güvenilirlik

Tıbbi tesisler, acil servis odaları ve acil solunum desteği gereken durumlar için ideal bir çözümdür.



ALL IN
ONE



INTEGRA TOUCH Enerji Platformu



- 7 mm'ye kadar kalıcı **damar mühürleme**
- Monopolar ve Bipolar için iki ayrı dokunmatik ekran
- Bipolar Kesim
- Bipolar Rezeksiyon/TUR
- Bipolar Ablasyon
- Bipolar Koagülasyon (Auto-Start Bipolar & Manual Bipolar)
- Endoskopik tedaviler için özel EndoCut modları (Papillotomi & Polipektomi)
- Monopolar Kesim (Pure-Blend1-Blend2-Blend3)
- Monopolar Koagülasyon (Swift-Forced-Spray-Soft)
- Sürekli Argon Plazma Koagülasyon
- Darbeli Argon Plazma Koagülasyon
- Tüm marka problemlerle uyumludur.

INTEGRA 360S Enerji Platformu



- 7 mm'ye kadar kalıcı **damar mühürleme**
- Argon Plazma Koagülasyon (Sürekli Çıkış)
- Argon Plazma Koagülasyon (Darbeli Çıkış)
- Argon Kesim
- Bipolar Kesim
- Bipolar Koagülasyon (Auto-Start Bipolar & Manual Bipolar)
- Monopolar Kesim (Pure - Blend1 - Blend2 - Blend3)
- Monopolar Koagülasyon (Swift - Forced - Spray - Soft)
- TUR Modu
- Tüm marka problemlerle uyumludur.

VION1-E Endoskopik Elektrokoter Cihazı



- Monopolar Kesim (Pure - Blend1 - Papillotomi - Polipektomi)
- Monopolar Koagülasyon (Soft-Spray-Argon Plazma)
- Bipolar Koagülasyon

KABLOSUZ Ayak Pedalları



- Kablo dolanma sorununu ortadan kaldırır
- Geniş kullanım alanı
- Birkaç kişi tarafından kullanıma uygun
- Daha kolay temizlik/depolama
- Dünya çapında mevcut standart pillerle çalışır
- 24 ay garanti

AGS-1 Argon Plazma Ünitesi



- 2 çalışma modu: Argon Kesim, Argon Koagülasyon
- 256x64 ekran çözünürlüğü
- Ekranda interaktif menü
- 0,1 L/dk'lık adımlarla 0 ila 10L/dk arasında akış ayarı
- Ayak pedalı ile eş zamanlı aktivasyon
- 10L/dk'da temizleme işlevi
- Temassız koagülasyonu ile doku ve aplikatör arasında yapışmayı engeller

VION-2 Damar Mühürleme Cihazı



- 7 mm'ye kadar kalıcı damar kapama
- Farklı cerrahi işlemlere izin veren iki damar kapama modu
- Bipolar Koagülasyon (Auto-Start Bipolar & Manual Bipolar)
- Tüm marka problemlerle uyumludur.

VION-1 Elektrokoter Cihazı



- Bipolar Kesim
- Bipolar Koagülasyon (Otomatik Başlatma Bipolar ve Manuel Bipolar)
- Monopolar Kesim (Pure-Blend1)
- Monopolar Koagülasyon (Forced-Spray-Soft)
- Monopolar TUR
- Bipolar TUR

VION1-R Radyofrekans Elektrokoter Cihazı



- Pure Cut : 120 Watt
- Blend Cut : 100 Watt
- Pulsed Cut : 150 Watt
- Forced Koagülasyon : 100 Watt
- Fulguration : 25 Watts
- Pulsed Spray : 25 Watts
- Bipolar Koagülasyon (Auto-Start Bipolar & Manual Bipolar) : 50 Watts

TAKTVOLL

ES-300D Elektrokoter Cihazı



- Monopolar koagülasyon (Spray- Forced- Soft)
- Monopolar kesim (Pure- Blend1- Blend3)
- 3 Bipolar çıkış: Makro, Standart, Hassas
- 9'lu hafıza modu ile istenilen ayarlar ile başlanabilir
- **Damar Mühürleme**

TAKTVOLL

ES-100 Pro Elektrokoter Cihazı



- Dokunmatik ekran
- 5 monopolar ve 2 bipolar olmak üzere 7 çalışma modu
- 3 Monopolar Cut: Pure cut, Blend1, Blend2
- 2 Monopolar Coag: Spray, Forced
- 2 Bipolar mod: Damar mühürleme, Standart
- CQM Temas Kalitesi İzleme Sistemi

TAKTVOLL

ES-300S Elektrokoter Cihazı



- 7 inç dokunmatik ekran
- Çift monopolar kalem çıkışı
- Self-test fonksiyonu ile açılışta hataları otomatik algılar
- Güvenli kullanım için çıkış gücünü sürekli izler, direnç değeri ayarlanan değeri aştığında anında REM sistemi alarmı devreye girer

TAKTVOLL

ES-100 Elektrokoter Cihazı




- Monopolar kesim (Pure-Blend1-Blend2)
- Monopolar koagülasyon (Spray- Forced)
- Bipolar mod
Doku hasarını en aza indiren bipolar koagülasyon


TAKTVOLL

ES-200PK Elektrokoter Cihazı



- Monopolar kesim (Pure- Blend1- Blend2)
- Monopolar koagülasyon (Spray- Forced- Soft)
- Bipolar mod (Standart- Precise)





COMEN Hastabaşı Monitörü ND10



- 800x600, 10.4 inç renkli TFT LCD kapasitif dokunmatik ekranlı monitor,
- Dahili şarj edilebilir lityum iyon pil
- Klinik yardımcı uygulamalar EWS ,CCHD, SepsisGuide, GCS, 24 saatlik EKG özeti
- **LIS, HIS, PACS, EMR** hastane veri aktarım protokolleriyle uyumlu
- Yenidoğan için **OxyCRG**
- **Opsiyonel** : Etco2, Ibp, Cardiac output

COMEN Hastabaşı Monitörü ND12



- 800x600, 12.1 inç renkli TFT LCD kapasitif dokunmatik ekranlı monitor,
- Dahili şarj edilebilir lityum iyon pil
- Klinik yardımcı uygulamalar EWS ,CCHD, SepsisGuide, GCS, 24 saatlik EKG özeti
- **LIS, HIS, PACS, EMR** hastane veri aktarım protokolleriyle uyumlu
- Yenidoğan için **OxyCRG**
- **Opsiyonel** : Etco2, Ibp, Cardiac output

COMEN Hastabaşı Monitörü ND15



- 1024x768, 15 inç renkli TFT LCD kapasitif dokunmatik ekranlı monitor,
- Klinik yardımcı uygulamalar EWS ,CCHD, SepsisGuide, GCS, 24 saatlik EKG özeti
- **LIS, HIS, PACS, EMR** hastane veri aktarım protokolleriyle uyumlu
- Yenidoğan için **OxyCRG**
- **Opsiyonel** : Etco2, Ibp, Cardiac output





COMEN Vital Monitör NC5



- 800x600, 8 inç kapasitif dokunmatik ekranlı monitör
- 25 mm/sn, 50 mm/sn baskı hızı desteği
- 2 kanallı dalga biçimi baskısını destekler
- Akıllı alarm işlevine sahip 360° görünür çift ışıklı alarmlar, tıbbi personelin hastaları izlemesini kolaylaştırır
- 25 mm/sn, 50 mm/sn baskı hızı desteği
- **Wifi ve HL7 entegrasyonu**

COMEN Vital Monitör NC6



- 1024x768, 8 inç kapasitif dokunmatik ekranlı monitör
- 50 mm genişlikte termal kaydedici opsiyonu ile
- 3 modda kullanım; Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan
- Çift SPO2 izlenimi sunar.
- 3 seviyeli sesli/görsel alarmlar
- Dahili şarj edilebilir lityum pil
- Bluetooth ve USB özelliklerine sahip, entegre bataryalı, hasta veri yönetim sistemi bulunan, parmak sensörlü ve yazılımlı.
- RESP, Respiratory rate, Temperature, NIBP, SpO2
- **Wifi ve HL7 entegrasyonu**

COMEN Vital Monitör NC7



- 1280x800, 10.1 inç kapasitif dokunmatik ekranlı monitör,
- 3 modda kullanım; Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan
- RESP, Respiratory rate, temperature, NIBP, SpO2, etCO2
- 3 seviyeli sesli/görsel alarmlar
- Dahili şarj edilebilir lityum pil
- **Wifi ve HL7 entegrasyonu**
- **Opsiyonel : Etco2**



MEDEL Hastabaşı Monitörü YK-8000B



- 12,1 inç renkli TFT LCD ekran.
- Daha ince ve hafif tasarım, kullanışlı ve taşınabilir.
- Gerçek zamanlı S-T segment analizi, pacemaker algılama
- 3 seviyeli sesli / görsel alarmlar
- 400 gruba kadar NIBP listesi
- Dahili şarj edilebilir lityum pil
- ICU / CCU / OR için geçerli kablosuz merkezi izleme sistemi

Opsiyonel: IBP

MUBİMED 3 KANALLI EKG CİHAZI EM-301



- Otomatik EKG yorumlama
- Çoklu formatlarda raporlama: PDF, JPG, BMP, EM-XML, SCP*, **DICOM**, FDA-XML*
- Geniş katlanabilir, 800x480 çözünürlüklü, 7 inç LCD Ekran
- Dahili Lityum pil
- 1000 EKG'ye kadar yerel dahili bellek
- SD Kart/ Klavye/ U-disk/ Barkod Tarayıcı/ Kablosuz ağ adaptörü, dahili yüksek çözünürlüklü termal yazıcı, USB bağlantı noktası aracılığıyla harici USB yazıcıyı destekler

COMEN Hastabaşı Monitör STAR 8000



- 12.1 inç TFT LCD renkli ekran
- Göğüs empedansı ile respirasyon ölçümü
- Eş zamanlı olarak 7 adet gerçek zamanlı dalga formu izleme
- Multi seviyeli alarm yönetimi
- Dahili yüksek kapasiteli batarya
- USB ve SD kart veri depolama
- Elektrik kesintilerinde otomatik veri kaydetme
- Çoklu dil seçeneği
- Merkezi monitör sistemine kablolu/kablosuz bağlantı seçeneği
- **HL7 Bağlantısı**

Standart: 3-lead ECG, COMEN SpO2, NIBP, 1-TEMP, RESP, PR

Opsiyonel: 12-lead ECG, Nellcor/Masimo SpO2, Suntech NIBP, 2-TEMP, EtCO2, 2-IBP, Recorder

MUBİMED 6 KANALLI EKG CİHAZI EM-601



- Otomatik EKG yorumlama
- Kalp pili algılama desteği
- Katlanabilir LCD Ekran
- Katlanabilir, 7 inç LCD Ekran
- Yüksek kapasiteli lityum pil, 1000 EKG'ye kadar yerel dahili bellek
- SD Kart/ Klavye/ U-disk/ Barkod Tarayıcı/ Kablosuz Ağ Adaptörü, Dahili yüksek çözünürlüklü termal yazıcı, USB Bağlantı Noktası aracılığıyla harici USB Yazıcıyı* destekler
- Çoklu format raporları dışa aktarma: PDF, JPG, BMP, EM-XML, SCP*, DICOM, FDA-XML
- **FTP/ DICOM*** standart protokolüne dayalı HIS/ PACS/ EMR sistemi ile veri erişimi

COMEN S5 Defibrilatör



- 7 inç ekran
- İzleme modu: 2.5 saat, Defib Modu: 100 kez, 1 dakika aralıklarla 360J deşarj
- Cihaz 360 Joule Bifazik teknolojisine sahiptir ve Standart SpO2, EKG ve Pacemaker modülü mevcuttur
- Cihaz yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygundur
- Türkçe menü ve Türkçe sesli CPR Desteği mevcuttur
- Eklenebilir NIBP, EtCO2 modülleri mevcuttur

MUBİMED 12 KANALLI EKG CİHAZI EM-1201A



- 10 inç 0-90° katlanabilen TFT renkli ekran
- Barkod okuyucuya bağlanmak için USB girişi, U-Disk, SD Kart, klavye
- Yüksek çözünürlüklü dahili termal yazıcı
- Çocukların EKG'si için daha anlamlı olan yüksek frekanslı sinyalleri etkili şekilde algılar
- PDF, JPG, BMP, EM-XML, SCP, DICOM, FOA-XML gibi çoklu format rapor dışa aktarım
- **FTP*/ DICOM** standart protokolüne dayalı HIS / PACS/EMR sistemi ile veri erişimi
- Kablolu ve Kablosuz bağlantı

ZONCARE

EKG Cihazı

iMAC 120 PRO



- Glasgow, otomatik tanı için cinsiyet, yaş, ilaç ve ırkı ayırt edebilen dünyadaki tek EKG algoritmasıdır.
- 10.4 inç **DOKUNMATİK EKRAN**
- Pacemaker algılama özelliği
- Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğan için kullanılabilir
- **HL7 + DICOM**

COMEN

3 Kanallı EKG Cihazı

H3



- 3 Kanallıdır
- 6,2 inç LCD ekran
- 600 x 480 çözünürlük
- 12 Kablolü EKG eşzamanlı edinim
- Dahili termal printer
- Dahili şarj edilebilir Li-ion pil, AC/DC güç kaynağı
- Anti-defibrilasyon ve kalp cihazı belirleme
- Komple dijital filtreleme, referansdan sapma direnci
- Otomatik referans ayarı
- Otomatik EKG ölçümü ve yorumu

ZONCARE

EKG Cihazı

iMAC 300 PRO



- Dahili WIFI modülü
- 9 - grid klavye, kısayol tuşları
- 5 inç LCD ekran
- Tek tuşla örnekleme
- Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğan için kullanılabilir
- **HL7 + DICOM**

COMEN

EKG Cihazı

CM 1200A



- 12 kanallıdır
- 8,4 inçlik LED ekran
- Basit ve net klavye düzeni, arka aydınlatma desteği
- 300 EKG kayıtlık dahili hafıza
- 122 türde tanı raporu
- 120 saniyelik EKG dalga formlarının izlenmesi ve basılması
- Harici yazıcı bağlantısı ve veri aktarımı için USB portu
- PC-EKG yönetim sistemi

COMEN

EKG Cihazı

H12



- 10,4 inç LED HD Dokunmatik Ekran
- **HL7** protokolü ve **DICOM** iş listesi aracılığıyla hasta bilgilerine hızlı erişim
- Hasta vaka yönetimi hasta bilgilerinin kolay bir biçimde aranmasına, aktarılmasına, yazdırılmasına ve görüntülenmesine yardımcı olmaktadır
- Hazırda bekleme (Standby) ve otomatik uyanma ve zamanlamalı kapanma mevcuttur
- EKG verilerini girmek ve çıktısını almak için USB disk

COMEN

EKG Cihazı

CM 1200B



- 12 kanallıdır
- 5,6 inçlik LED ekran
- Basit ve net klavye düzeni, arka aydınlatma desteği
- 300 EKG kayıtlık dahili hafıza
- 122 türde tanı raporu
- 120 saniyelik EKG dalga formlarının izlenmesi ve basılması
- Harici yazıcı bağlantısı ve veri aktarımı için USB portu
- PC-EKG yönetim sistemi

MEDEL - ŞİRINGA POMPASI MS37



- Veri ara bağlantısını, infüzyon tedavisini, görüntüleme ve izleme verilerini aynı ekranda görüntüleme
- Şırınganın yerinde olduğundan emin olmak için yerinde algılama
- 4,2 inç IPS dokunmatik ekran
- İlaç kütüphanesi desteği: spesifikasyon ve dozaj hataları konusunda anında uyarı verir.
- Güvenlik risklerini önlemek için harici adaptör
- **HL7 Altyapısına uygun**

MEDEL - İNFÜZYON POMPASI MI27



- Veri ara bağlantısını, infüzyon tedavisini, görüntüleme ve izleme verilerini aynı ekranda görüntüleme.
- 4.2 inç IPS dokunmatik ekran
- İlaç kütüphanesi desteği: spesifikasyon ve dozaj hatalarında anında uyarı verir
- Hasta monitörüne akıllı bağlantı sayesinde sağlık ekibinin vital bulguları gerçek zamanlı olarak takip etmesine yardımcı olur.
- **HL7 Altyapısına uygun**

MEDEL - ŞİRINGA POMPASI BYZ-810



- HD LCD Ekran, kullanıcı dostu arayüz
- Sesli ve görsel alarm
- Uyumlu Şırınga Boyutları: 10 ml,20 ml,30 ml,50/60 ml
- KVO Rate: 0.1~5.0 ml/h
- VTBI: 0.1~9999.9 ml
- Üç çalışma modu: Hız modu, Zaman hacim modu, Doz Ağırlık modu
- Üç seviyeli oklüzyon: yüksek, orta ve düşük
- Son enjeksiyonun ayarlarını otomatik olarak kaydeder

MEDEL İNFÜZYON POMPASI BYS-820



- HD LCD Ekran, kullanıcı dostu arayüz
- Sesli ve görsel alarm
- İnfüzyon Hızı: ml/h modu: 1~1200 ml/h
- İnfüzyon Hızı: d/min modu: 1~266 d/min
- Üç seviyeli oklüzyon: yüksek, orta ve düşük
- KVO Rate: 1~5.0ml/h
- VTBI: 1~9999ml
- Güç Kaynağı: AC100---240V, 50/60Hz; Dahili Pil
- Son infüzyonun ayarlarını otomatik olarak kaydeder

İNFÜZYON
TAŞIMA
STANDI





MEDEL ÇİFTLİ BESLENME POMPASI ME10

- Esnek Besleme Modları
- Sürekli Besleme
- Aralıklı Besleme
- Programlanabilir besleme
- Tıkanma önleyici özellik
- Yüksek akış hızı



MEDEL TEKLİ BESLENME POMPASI ME11

- Esnek Besleme Modları
- Yalnızca Besleme
- Sürekli Besleme
- Aralıklı Besleme
- Dahili besleme otomatik yıkama ile programlanabilir nemlendirme ve besleme
- Tıkanma önleyici özellik
- Dokunmatik ekran



YONKER YK-BPA-2 Dijital Tansiyon Aleti

- Son 3 kaydın ortalaması
- Otomatik Kapanma
- Hata mesajı göstergesi
- Tarih ve Saat göstergesi 2 kullanıcı, kullanıcı başına 99 hafıza
- Aşırı basınç koruması



YONKER YK-81A Pulse Oksimetre

- LED ekran
- Altı farklı görüntüleme modu gösterir
- 8 saniye sonra otomatik kapanma
- Hacmi küçük, ağırlığı hafif ve taşınması kolay
- Düşük voltaj göstergesi
- Altı saatten fazla kesintisiz çalışma



MEDEL EL TİPİ PULSE OKSİMETRE YK-820A

- Yetişkin, pediatrik ve neonatal hastalara uygundur.
- 2.4 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- 15 özel kimlik oluşturma, 96 saat veri depolama ve inceleme
- Veri analizi için uyumlu yazılım
- Ayarlanabilir görsel ve işitsel alarm, sesli uyarı, siyah ışık
- Arıza alarmı
- Şarj edilebilir lityum pil, 10 saat sürekli çalışma
- Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Lehçe dil seçenekleri



MEDEL EL TİPİ PULSE OKSİMETRE YK-820B

- Uygulama: Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğan
- Fonksiyon: SPO2, PR, **TEMP**
- 2.4 inç yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Sesli ve görsel alarmlar
- Taşınması kolay, küçük ve taşınabilir
- Kompakt tasarımıyla kolay kullanım sağlar



MUBİMED FETAL EL DOPPLERİ FD88

- 1.77" TFT ekran
- Yüksek duyarlılığa sahip prob, doğru FHR ölçümü ve gelişmiş FHR ölçümü
- Otomatik kapatma
- Dahili şarj edilebilir Li-on batarya uzun süreli çalışmaları destekler
- Fetüs için daha güvenli olan düşük ultrason gücü



MEDEL EL TİPİ PULSE OKSİMETRE YK-820C

- Uygulama: Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğan
- Fonksiyon: SPO2, PR
- 2.4 inç yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Sesli ve görsel alarmlar
- Taşınması kolay, küçük ve taşınabilir
- Kompakt tasarımıyla kolay kullanım sağlar



SEESHEEN

HAVA YOLU ÇÖZÜMLERİ

CE



Emme Valfi Tutucusu

Emiş valfinin düşmesini
önmek için benzersiz
düşme önleyici tasarım



Çok Fonksiyonlu Düğmeler

- 1- Yakınlaştır / Uzaklaştır
- 2- Yakala / kaydet
- 3- Dondur / bırak



Açı Kilidi

Doğru tanı ve tedavi için
distal ucun açısını kilitleyin
veya serbest bırakın



Döndürme

Operasyon esnekliğini ve
doğruluğunu iyileştirin

M
MEDICAL

AF Serisi Flexible Video Bronkoskop



Kullanım Alanları

- ZOR HAVA YOLU ENTÜBASYONU
- HAVA YOLU TEDAVİSİ
- HAVA YOLU BAKIMI
- HAVA YOLU MUAYENESİ
- EĞİTİM VE UYGULAMA

Görüntü İşlemcisi

3
inç



HV-50

11
inç



HV-3101

QG Serisi Flexible Entübasyon Video Laringoskop



Kullanım Alanları

- DTL/BB KONUMLANDIRMA
- ZOR HAVA YOLU ENTÜBASYONU
- UYANIK ENTÜBASYON
- NAZOTRAKEAL ENTÜBASYON
- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HAVA YOLU KONTROLÜ
- HAVAYOLU MUAYENESİ
- EĞİTİM VE UYGULAMA

EN Serisi Flexible Rinolaringoskop



Kullanım Alanları

- YETİŞKİN KBB • PEDIATRİK KBB • ALERJİK HASTALIK • OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ

Flexible Disposable Video Bronkoskop

Tek Kullanımlık



1- Fotoğraf, Video
2- Ekran Dondurma



Rotasyon
Sağ, Sol 120°



Emme Valfi



Yukarı 210° / Aşağı 130°



Kilit Anahtarı



İnce Çap



REUSABLE VIDEO LARINGOSKOP YS-IR

Geliştirilmiş Monitör

- Video ekranı : 3" TFT OLED
Eğim ve rotasyon: 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
Bellek : 8 GB 64 GB
Batarya : 18650 şarj edilebilir 3.7 Lityum batarya
Batarya ömrü : Tam şarjla 4.5-5 saat
Şarj olma süresi : <4saat

Geliştirilmiş Blade

- Görüş açısı : 73°
Işık kaynağı : Yüksek Yoğunlukta LED
İyileştirilmiş kamera çözünürlüğü : 960x480
Materyal : Metal
Anti Buğu : Distal lens kaplamasıyla ön ısıtmaya gerek kalmaz



DMO Ürün Kodu: 117779 -K4796



00#
0-1 Yaş



0#
1-2 Yaş



1#
2-6 Yaş



2#
Genç



3#
Yetişkin



4#
Yetişkin, obezite



5# D- Blade
Zor entübasyon



www.medelmedical.com

DISPOSABLE VIDEO LARINGOSKOP YS-IL

Geliştirilmiş Monitör

- Video ekranı : 3" TFT OLED
Eğim ve rotasyon : 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
Bellek : 8 GB 64 GB
Batarya : 18650 şarj edilebilir 3.7 Lityum batarya
Batarya ömrü : Tam şarjla 4.5-5 saat
Şarj olma süresi : <4saat

Geliştirilmiş Blade

- Görüş açısı : 73°
Işık kaynağı : Yüksek Yoğunlukta LED
İyileştirilmiş kamera çözünürlüğü : 960x480
Materyal : Polikarbonat
Sterilizasyon : E/O
Anti Buğu : Distal lens kaplamasıyla ön ısıtmaya gerek kalmaz



PEDİATRİK/ YETİŞKİN DISPOSABLE VIDEO LARİNGOSKOP SET YS-II

Taşınabilir
Enfeksiyon
Kontrolü



Geliştirilmiş Monitör

- Video ekranı : 3" TFT OLED
Eğim ve rotasyon : 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
Bellek : 8 GB~ 64 GB yükseltilebilir
Batarya : 18650 şarj edilebilir 3.7 Lityum batarya
Batarya ömrü : Tam şarjla 4.5-5 saat
Şarj olma süresi : <4saat
• MAC0-MAC1-MAC2-MAC3 Disposable Blade ile uyumlu
• #00,0,1,2,3,4,5 Reusable Blade'ler ile uyumlu

Paket



Standart

Acil Durum Çantası



Channeled Blade



Yenidoğan



2-6 Yaş Pediatrik



Yetişkin



Yetişkin, Obezite



www.medelmedical.com

M
MEDEL
MEDİKAL

KABLOSUZ NST CİHAZI

Wireless prob ile uzaktan
monitörizasyon

Otomatik fetal
hareket algılama



L8ME

Wifi + DICOM
veri aktarımı

10.2 inç
Dokunmatik Ekran

CE

M
MEDEL
MEDİKAL



LUCKCOME



Fetal Monitör Kablosuz NST Cihazı L8ME



- **10.2"** dokunmatik ekran
- Android işletim sistemi sayesinde kablosuz, kolay veri aktarımı ve dokunmatik ekran
- **Wireless prob** ile uzaktan monitörizasyon
- Hassas prob, DPS teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- Kablolu / Kablosuz merkezi istasyon ağı bağlantısı
- **WIFI + DICOM veri aktarımı**

Opsiyonel

- İkiz gebelik (FHR2)
- Merkezi Monitör Sistemi
- Fetüs uyandırma



Fetal Monitör Android NST Cihazı L8P



- **12.1"** renkli TFT ekran
- FHR, TOCO, FM ölçüm parametreleri
- Hassas prob, DPS teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- **WIFI + DICOM veri aktarımı**

Opsiyonel

- Android işletim sistemi sayesinde kablosuz, kolay veri aktarımı ve dokunmatik ekran
- 6 Parametre (FHR1, TOCO, FM, spo2, NIBP, MHR)
- İkiz gebelik (FHR2)
- Merkezi Monitör Sistemi
- Fetüs uyandırma



Fetal / Maternal Monitör NST Cihazı L8P - M



- **12.1"** renkli TFT ekran
- 9 parametre : FHR1, TOCO, FM, SPO2, NIBP, MHR, RR, TEMP, ECG
- Hassas prob, DPS teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- Android işletim sistemi sayesinde kablosuz, kolay veri aktarımı ve dokunmatik ekran
- İkiz gebelik (FHR2)
- Merkezi Monitör Sistemi
- Fetüs uyandırma
- **WIFI + DICOM veri aktarımı**



Fetal Monitör Android NST Cihazı L8



- **7"** 90 derece katlanabilen dokunmatik TFT ekran
- Hassas prob, DPS teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- **WIFI + DICOM veri aktarımı**

Opsiyonel

- Android işletim sistemi sayesinde kablosuz, kolay veri aktarımı ve dokunmatik ekran (**L8A-M**)
- 6 Parametre (FHR1, TOCO, FM, spo2, NIBP, MHR)
- İkiz gebelik (FHR2)
- Merkezi Monitör Sistemi
- Fetüs uyandırma



Fetal Monitör Klasik NST Cihazı L8



- **7"** 90 derece katlanabilen dokunmatik TFT ekran
- Hassas prob, DPS teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme
- Uzun süreli veri depolama ve çıktı alma
- Otomatik fetal hareket algılama ve hesaplama
- Dahili şarj edilebilir Li-Ion pil



Fetal Monitör NST Cihazı Star 5000 E



- **5.7"** LCD ekran
- Dahili yüksek kapasiteli Li-ion pil
- 3 seviyeli sesli/görsel alarm
- 30 mm/dk 20 mm/dk 10 mm/dk gerçek zamanlı yazdırma ve 25 mm/sn yüksek hızlı fetal dalga biçimi inceleme yazdırma desteği
- 60 saat gerçek zamanlı dalga formu inceleme ve saklama.
- Opsiyonel ikiz gebelik algılayabilme
- Merkezi monitör ve Network desteği



KS-7070 ÇİFT BAŞLIKLİ CERRAHİ LAMBASI

- Lamba Başlığı Çapı (mm): 700 ve 700
- Aydınlatma (Lüks): 40000-160000
- Renk Azaltma İndeksi (Ra): 85-100
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 3500-5000K
- Güç Voltajı (V/Hz): AC 110-220V 50/60Hz
- Ampul Gücü (W): 70va ve 65va
- Parlaklık Ayarı: %0 - %100
- Spot Çapı (D10) mm: 120-280mm
- Spot Çapı (D50) mm: 80-160mm
- Ampul Ömrü (Y): 50000 saat
- Aydınlatma Derinliği (mm): 800mm ve 600mm
- Ampul Sayısı: 80 ve 48 LED
- Kafa: Çift Kafa
- Montaj Yüksekliği Cm: 250-320
- Işık Nokta Dağılımı: 0,5



KS-7050 ÇİFT BAŞLIKLİ AMELİYAT LAMBASI

- Lamba Başlığının Çapı(mm):700 ve 500
- Aydınlatma (Lüks):40000-160000
- Renk Azaltma İndeksi(Ra):85-100
- Renk Sıcaklığı (Kelvin):3500-5000K
- Güç Gerilimi(V/Hz):AC 110-220V 50/60Hz
- Ampul Gücü(W):70va & 65va
- Parlaklık Ayarı:%0 -%100
- Spot Çapı(D10)mm:120-280mm
- Spot Çapı(D50)mm:80-160mm
- Ampulün Ömrü (H): 50000 saat
- Aydınlatma Derinliği (mm):800mm ve 600mm
- Kamera Altyapılı



KS-700 AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks):20,000 – 160,000 lux
- Renk Azaltma İndeksi(Ra): 85
- Renk Sıcaklığı (Kelvin):3500-5000K
- Güç Gerilimi(V/Hz):AC 100-240V 50/60Hz
- 4.3 inç dokunmatik ekran kontrolü





KS500 AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks): 20,000 – 160,000 lux
- Renk Azaltma İndeksi(Ra): 95
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 3500-5000K
- Güç Gerilimi(V/Hz): AC 100-240V 50/60Hz
- 4.3 inç dokunmatik ekran kontrolü



KS-Q10-02C AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks): 40,000 – 78,000 lux
- Renk Azaltma İndeksi(Ra): 93
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 2800K-4500K
- Güç Gerilimi(V/Hz): AC 100-240V 50/60Hz
- 4.3 inç dokunmatik ekran kontrolü
- Işık kaynağı: 10 ayrı LED ve optik lens



KSQ10-03W AMELİYAT LAMBASI

- Ampul cinsi: LED / 10 adet
- Aydınlatma (Lüks): 78.000 Lux / 50 cm
40.000 Lux / 100 cm
- Renk Azaltma İndeksi(Ra): 93
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 2.8000– 4.5000 K, 3 Kademe
- Güç Gerilimi(V/Hz): AC 100-240V 50/60Hz
- Başlık çapı: 26 cm
- Başlık hareketi: 330
- Elcek: Var
- Ortalama Ampül Ömrü: 50.000 saat





KS-Q10-03C AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks): 40,000 - 78,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 2800K-4500K
- Güç Gerilimi (V/Hz): AC 100-260V 50/60Hz
- LED ömrü: 50.000 saat
- Işık kaynağı: 10 ayrı led ve Optik lens
- Başlık çapı: 26 cm



KS-700 AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks): 20,000 – 160,000 lux
- Renk Azaltma İndeksi (Ra): 85
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 3500-5000K
- Güç Gerilimi (V/Hz): AC 100-240V 50/60Hz
- 4.3 inç dokunmatik ekran kontrolü



KS500 AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks): 20,000 – 160,000 lux
- Renk Azaltma İndeksi (Ra): 95
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 3500-5000K
- Güç Gerilimi (V/Hz): AC 100-240V 50/60Hz
- 4.3 inç dokunmatik ekran kontrolü



KS-1088 BÜYÜTEÇLİ MUAYENE LAMBASI

- 10 Seviyeli Ayarlanabilir Parlaklık
- 5x /10x Büyüteç
- 36 Adet LED Işık
- 3 Farklı Aydınlatma Modu; Parlak Işık, Yumuşak Işık, Gün Işığı
- Kullanım Alanı; Dermatoloji, Cilt Bakımı, Plastik Cerrahi, Güzellik Merkezi



KS-Q10-02A MİNÖR CERRAHİ LAMBA

- Aydınlatma (Lüks): 40,000 - 78,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 2800-4500K
- Güç Gerilimi (V/Hz): AC 100-260V 50/60Hz
- Renk Azaltma İndeksi (Ra): 93
- LED ömrü: 50.000 saat
- Işık kaynağı: 10 ayrı LED ve optik lens



KS-Q10-03A MOBİL AMELİYAT LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks): 40,000 - 78,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 2800K-4500K
- Güç Gerilimi (V/Hz): AC 100-260V 50/60Hz
- LED ömrü: 50.000 saat
- Işık kaynağı: 10 ayrı led ve Optik lens



KS-Q10-02W MİNÖR CERRAHİ LAMBA

- Aydınlatma (Lüks): 40,000 - 78,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 2800-4500K
- Güç Gerilimi (V/Hz): AC 100-260V 50/60Hz
- Renk Azaltma İndeksi (Ra): 93
- LED ömrü: 50.000 saat
- Işık kaynağı: 10 ayrı LED ve optik lens
- Kontrol Sistemi: 4 adım parlaklık ve 2 adım renk sıcaklığı dokunmatik kontrolü





KS-Q6

MUAYENE LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks):20,000 - 40,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 4800K-5500K
- Güç Gerilimi(V/Hz):AC 100-260V 50/60Hz
- LED ömrü: 50.000 saat
- Işık kaynağı: 6x LED ampul
- Lamba başlığı çapı: 80mm



KS-Q7

MUAYENE LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks):20,000 - 60,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 4800K-5500K
- Güç Gerilimi(V/Hz):AC 100-260V 50/60Hz
- LED ömrü: 50.000 saat
- Işık kaynağı: 7x LED ampul
- Lamba başlığı çapı: 89mm



KS-Q5N

MUAYENE LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks):12,000 – 50,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 4800-6000K
- Güç Gerilimi(V/Hz): AC 100-260V 50/60Hz
- LED ömrü: 50.000 saat
- Lamba başlığı çapı: 33mm



KS-Q3

MUAYENE LAMBASI

- Aydınlatma (Lüks):40,000-70,000 lux
- Renk Sıcaklığı (Kelvin): 4500-5500K
- Güç Gerilimi(V/Hz):AC 100-260V 50/60Hz
- LED ömrü: 50.000 saat
- Lamba başlığı çapı: 75mm
- Işık kaynağı: 1x LED ampul



KS-W02

KAFA LAMBASI

TEK / ÇİFT BATARYALI
ALIN / KAFA LAMBASI
5 W
10.000 - 60.000 LUX



KS-R01

KAFA LAMBASI

ALIN / KAFA LAMBASI
5 W
10.000 - 60.000 LUX



**KS-H1N KAFA
LAMBASI**

ALIN / KAFA LAMBASI
5 W
20.000 - 100.000 LUX



TOSAN Radyant Isıtıcı Açık Yatak Model 083

- Yüksek performanslı fototerapi
- Hedef sıcaklığa ulaşma süresi 10 dk
- Ayarlanabilir oksijen akışı
- Radyoloji sırasında döner kafa
- Servo kontrollü



TOSAN Kuvöz Model 111

- Ergonomik tasarım/Bebek Erişimi
- Kullanılan son teknoloji sayesinde bölme içindeki gürültüyü en aza indirir (50 dB'den az)
- Eğimli hasta yatağı,
- Tekerlekler sağa veya sola çevrilerek hasta yastığının konumu ayarlanabilir (00 - 300)
- Kuvöz yüksekliği 70 - 100 cm
- İşitsel ve görsel alarm

- Kontrol paneli ile:
- Hava sıcaklığı
 - Cilt Sıcaklığı
 - Nem kontrolü
 - Alarmlar görüntülenir.



TOSAN - Tünel Tipi Fototerapi Cihazı 16 Ledli Model 225

- Renkli dokunmatik ekran
- 16 LED lambalı ve silindirik çevreli teknolojisi ile çok daha hızlı tedavi imkanı
- Dijital ekranda tedavi süresi, cilt ısısı ve ortam ısısı belirlenebilir
- 30.000 saatlik kullanım ömrü
- 360° homojen ışık yayılımı



MODEL 222 - 8 led / MODEL 224 - 12 led

TOSAN Transport Kuvöz Model 320


- Fototerapi 450 nm-12W
- İşitsel Görsel Alarm
- Dijital sıcaklık, nem göstergesi
- Hava partikül filtre ile temizlenir



- Dokunmatik 4,3 inç grafik ekran ile ;
- Hava ve Cilt Sıcaklığı
 - Pil ömrü ve Şarj seviyesi
 - Alarmlar
 - Kabin aydınlatması
 - Fototerapi
 - Ayar görüntülenir.

TOSAN - Fototerapi Model 023

- Yenidoğan sarılık tedavisi için Mavi LED Teknolojisi
- 460 nm dalga boyunda bebek cildini tarayan aparat
- Sesli alarm özelliği
- 4 adet LED lambası vardır
- Kontrol panelinde cilt ısısı ve tedavi süresi gözükür



TOSAN - Ev Tipi Fototerapi Cihazı Model 271



- 30.000 saatlik kullanım ömrü ile
- 18 mg/dl'nin altındaki bebek sarılığının tedavisi için uygundur
- Fototerapi otomatik modda çalıştırılır, terapinin süresi ve yoğunluğu seçilir
- 460 nm dalga boyunda
- Terapi süresi bittiğinde tedaviyi otomatik olarak durdurur

TOSAN Bebek Kotu Model 033



- Eğimli hasta yatağı sayesinde 120°ye kadar ayarlanabilir
- Dahili uygun depolama
- Tekerlekler kilit ile donatılmıştır
- Ağırlık : 15.5 kg
- Pembe renk seçeneğiyle

TOSAN Radyant Isıtıcı Açık Yatak Model 130




- Reflektörlü seramik ısıtma elamanları transepidermal nem kaybını en aza indirir
- Homojen aydınlatma
- 130mm yüksekliğinde duvar montajı
- Kontrol panelinde cilt sıcaklığı ve alarm parametreleri görüntülenir

TOSAN Bebek Kotu Model 033



- Eğimli hasta yatağı sayesinde 120°ye kadar ayarlanabilir
- Dahili uygun depolama
- Tekerlekler kilit ile donatılmıştır
- Ağırlık : 15.5 kg
- Mavi renk seçeneğiyle

TOSAN Bebek Oksijen Başlığı Model 41-42-44



Model 41
Ağırlık: 530gr
Krater yüksekliği: 95.5 mm
Krater genişliği: 120mm

Model 42
Ağırlık: 1000gr
Krater yüksekliği: 110,7 mm
Krater genişliği: 145mm

Model 44
Ağırlık: 340gr
Krater yüksekliği: 94 mm
Krater genişliği: 122mm

TOSAN Radyant Isıtıcı Model 052



- Yenidoğana ek ısı sağlar
- Bebek sıcaklığı cilt sensöründen takip edilir
- Güç sensörü, cilt sensörü hatası, cilt sıcaklığı aşırı ısınma gibi alarmları vardır.
- Ayarlanabilir zamanlayıcı

Duvara Monte Otokop Oftalmaskop

Otokop:

- LED teknolojisi ile aydınlatma
- Kompakt dayanıklı tasarım
- -20 ile +20 aralığında diyoptri lens
- Entegre açma/kapama anahtarı

Oftalmaskop:

- LED teknolojisi ile aydınlatma
- Kompakt dayanıklı tasarım
- 3 X büyütmeye sahip dayanıklı pencere
- 4 Boyutta kullanılabilir spekulum
- Entegre açma/kapama anahtarı
- 220 V şebeke elektriği ile çalışabilme



Duvara Monte Otokop

- LED teknolojisi ile aydınlatma
- Kompakt dayanıklı tasarım
- 3xbüyütmeye sahip dayanıklı pencere
- 4 boyutta kullanılabilir spekulum
- Entegre açma kapama anahtarı



Laringoskop Seti

- Yetişkin hastalar için özelleştirilmiş güvenli kullanım
- Baştan sona tek parça kompakt tasarım
- Kolay batarya ve LED değişimi
- 3500 (2,5 V) veya 10000 Lux (3,5V) Değerinde ışık şiddeti
- Keskin olmayan eğimli bladerler
- Paslanmaz çelik yapı
- 1340°C sıcaklıkta 4000 kez oktavlanabilir
- Çok kullanımlık steril üretim
- Etilen oksit ve buhara dayanıklı



Sa-10 Model Tansiyon Holter

- Renkli Oled ekran
- Yüksek ölçüm hafızası
- Ücretiz PC analiz yazılımı
- Kablosuz data aktarım
- Sıvı geçirmez özel dizayn
- Güvenilir ölçüm algoritması



Se2003 Model Ritim Holter

- Hafif, sıvı geçirmez tasarım, sadece 50gram ağırlığında
- 3/12 kanal dijital kayıt
- Geniş OLED ekran üzerinde dalgaformu izleyebilme
- Tek pil ile 8 güne kadar kayıt yapabilme
- IP27 seviyesinde sıvı ve toz geçirmez tasarım
- Geliştirilmiş ve kanıtlanmış veri analiz programı





EKG Trolley

- 89 Yükseklik /45 Cm Üst Tabla Genişlik
- 28x13 Aksesuar Sepeti
- Çap 75 2 Frenli 2 Normal Oynar Poliüretan Tekerlek
- Ergonomik Tasarım



Medikal Trolley

- Ölçüler: 89 cm yükseklik, 60 cm genişlik,
- 46x36 çekmece iç ölçüsü
- Çift çekmeceli
- Çap: 75 mm, 4 frenli poliüretan oynar tekerlek
- Tam açılır, teleskopik bilyalı ray
- Alüminyum kulp
- Şık tasarım, bakımı kolay



Monitör Trolley

- Ölçüler: 103 cm yükseklik
- Aksesuar sepeti: 28 cm x 13 cm
- Çap: 75 mm, 2 frenli ve 2 normal oynar poliüretan tekerlek
- Kayar kızak, basit kullanım sağlar
- Ergonomik tasarım.



EMA-101

Acil Servis Arabası



EMA-105

Acil Servis Arabası

Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır

- Tekerlek boyutu 125
- Çekmece içi bölücü
- Yıkanebilir çekmeceler
- 10 farklı renk
- Çekmeceler ABS'den imal edilmiştir.



MDT 401-403

Acil Servis Arabası

- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- Tekerlek boyutu 125
- Çekmece içi bölücü
- Yıkanebilir çekmeceler
- 10 farklı renk



EMS 803

T2D

Acil Servis Arabası

- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- Tekerlek boyutu 125
- Çekmece içi bölücü
- Yıkanebilir çekmeceler
- 10 farklı renk



HAMPER CART

Medikal Araba

- Arabalı çöp kutusu (temiz ve kirli giysiler)
- Polikarbonattan yapılmış tutamak
- Tekerlek boyutu 125
- Çelik kolon (1,5 mm)
- Koruyucu koruma
- 304 çelik (1mm)



Cart Pazir

Paravan

- Taşınabilir, duvara monte edilebilir paravan
- Katlanabilen yer kaplamayan tasarım.
- Alüminyum çerçeve ve polikarbon malzeme sayesinde çarpmalara karşı dayanıklı



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

EMA 102 Crash Card

- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- Tekerlek boyutu 100/125mm
- Her çekmecede çekmece içi bölücü
- ABS'den yapılmış çekmeceler



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

MET201 Anestezi ve İlaç Arabası

- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- Tekerlek ebadı 125
- Her çekmecede çekmece içi bölücüler
- Yıkabilir çekmeceler
- Y32 çekmece



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

CTP 10 Endoskopi ve Laparoskopi Arabası

- Boyutlar 40x40 cm
- Dökme alüminyumdan yapılmış zeminler
- Ekstrüde alüminyumdan yapılmış kolon
- Ayarlanabilir tekerlek yüksekliği 125 mm
- İhtiyaç duyulması halinde koruyucu mahfaza
- Elektrostatik renkli kaplama
- Kolon içerisinde cihaz kablolarını gizleyebilecek yer mevcuttur
- Kolonun içinde bir output mevcuttur
- 120 kg'a kadar taşıma ağırlığı
- Endoskopik ve laparoskopik cihazlar için kullanılır



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

CTW Endoskopi ve Laparoskopi Arabası

- Boyut 52x37 cm
- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- Ayarlanabilir tekerlek yüksekliği 125 mm
- Tekerlek boyutu 125 mm
- İhtiyaç duyulması halinde koruyucu mahfaza
- Elektrostatik renkli kapak
- Endoskopi ve laparoskopi için kullanılır
- 100 kg'a kadar ağırlık toleransı
- Jel ve kol bağlama özelliği



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

MDT404 Pansuman Arabası (Küçük)

- Kolonlar ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- Tekerlek ebadı 125
- Çekmece içi bölücü
- Yıkabilir çekmeceler
- ABS'den yapılmış çekmeceler



MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

TH3S 304 Paslanmaz Çelik Depolama Arabası





RT 110

Monitör Taşıma Arabası

- Kolon ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır
- EKG ve dizüstü bilgisayar için uygun
- İç ölçü 35x29 cm
- Sepet ABS'den imal edilmiştir.
- Çekmece içi bölücü
- Sepet yüksekliğini ayarlayabilme
- EKG kablo tutucusu
- 75 ebadında ikiz tekerlekler
- İki tekerlek frenlidir.
- Elektro statik renkli kapak sütunu



RT 30

Monitör Taşıma Arabası

- Monitörü yaklaşık 30 derece değiştirmek
- Monitör ekranını kolayca ve bir iğne ile değiştirebilme
- Monitör ekranı, siparişinize göre tasarlanmış ve üretilmiştir
- Sepeti vardır
- Rahat hareket için bir tutamağa sahiptir
- 75 ebadında ikiz tekerlekler
- Alüminyum kolon

Alpha
Acil Arabası

- ABS Plastik gövde
- Merkezi kilit sistemi (reusable / disposable)
- Farklı sayıda çekmece opsiyonları
- Defibrilator / Monitör Rafı
- CPR tahtası
- İğne atık kutusu
- Açılabilir ilaç hazırlama sehpası
- 2' frenli , 4-lü tekerlek tertibatı
- O2 tüpü montaj askısı
- Dörtlü serum askısı
- Atık kutusu

Alpha
Pansuman Arabası

- ABS Plastik gövde
- Şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- Merkezi kilitli, bölmeli çekmece sistemi (3 orta, 2 küçük)
- 1 adet çöp, 1 adet atık kovası
- Derinlik ve genişlik: 58,75cm x 75,4
- Yerden yükseklik: 86,25 cm
- 4'lü tekerlek tertibatı

Alpha
Anestezi Arabası

- ABS Plastik gövde
- Şeffaf kapaklı malzeme kutuları
- Merkezi kilitli, bölmeli çekmece sistemi (1 büyük, 2 orta, 2 küçük)
- Disposable iğne toplama kutusu
- Açılabilir ilaç hazırlama sehpası
- 4'lü tekerlek tertibatı (2'si frenli)



Hematoloji Analizörü Zybio Z3



Dahili Yazıcı : Geliştirilmiş termal yazıcısı ile tüm test ve raporları anında çıkartır.

Gelişmiş Arayüz : 10.4" geniş dokunmatik ekranı ile tüm işlemler hızlı ve kullanımı kolay.

Minimal Tasarım : Modern tasarımı ve küçük boyutu ile kısıtlı alanlarda yer tasarrufu sağlar.

Pediyatrik Mod : Saatte 70 test ile en hızlısı, normal mod ve pediyatrik modu bulunur.

- Tek tuş ile detaylı cihaz temizliği. (Probe Cleanser)
- Menüden hızlı reaktif takibi ve uyarı sistemi

Göz Fonksiyon Ölçüm Cihazı Topcon Kr-rm/800



- Döner prizma teknolojisi ile benzersiz doğruluk
- Kolay kullanım
- Kompakt ve Modern tasarım
- Geniş 8.5" dokunmatik ekranlı kontrol paneli
- Tek dokunuş ile kilitleme
- Kolay yüklenen yazıcı
- Bağlanabilir LAN

Spirometre Mir Minispir Light



- USB Bağlantılı & Enerjiyi PC'den sağlayabilmektedir.
- Cihaz klinikteki bilgisayara bağlanarak kullanılabilir.
- SFT Test Parametre Ölçümü: FVC, FEV1, VC, PEF
- Programında seçilebilir SFT parametre sayısı: 10 adet
- PEF - Tepe Ekspirasyon Akımı ölçümü L/dk'dır

Odyometre Maico Ma 25




- 125 Hz'den 8000 Hz'ye kadar 11 frekanslı Hava iletimi
- İhtiyaçlarınıza göre frekansları özelleştirme
- 1 dB veya 5 adımda -10dBHL ve 100 dBHL arası yoğunluk dereceleri
- Pure, warble ve pulse ton
- Aküden bağımsız veya güç kaynağı ile çalışır
- MA 25e ile Hughson - Westlake otomatik eşik belirleme testi

Odyometre Kabini Sessiz Kabin



- İç ölçüleri 894 mm / 948 mm / 2000 mm
- Led aydınlatma ve ventilasyon sistemi
- Kapı yönü sağ ve sol ayarlanma imkanı
- 250 Hz de 32
- 500 Hz de 38
- 1000 HZ de 44
- 2000 Hz de 51
- 4000 Hz de 52
- 8000 Hzde 50 Db koruma sağlamaktadır
- Kapı : 894mm - 948 mm
- Net ağırlık 325 kg





Her marka ve modelde temin edilebilmektedir.

Ürün Grupları

Hastabaşı Monitör Aksesuarları

- SpO₂ problemleri
- 7 pinli Disposable SpO₂ probu
- 9 pinli Disposable SpO₂ probu
- EKG kabloları
- Tansiyon hortum-manşonları (NIBP)
- Isı problemleri
- Kapnograf (EtCO₂)
- IBP kablo ve setleri

EKG Cihazı Aksesuarları

- EKG kabloları
- EKG ara kablo ve leadleri
- Puar-mandal ve snap uç takımları

NST Cihazı Aksesuarları

- Us problemleri
- Toco problemleri
- El butonu ve nst kemeri

Defibrilatör Cihazı Aksesuarları

Elektrokoter Cihazı Aksesuarları

- Bipolar ara kabloları
- Plak ara kabloları
- Elektrokoter plakları
- Bipolar pensetler
- Elektrodlar
- Elektrokoter pedalları

Ventilatör Cihazı Aksesuarları

- Oksijen sensörler
- Flow sensörler
- Ekshalasyon valfleri
- Flow sensör ara kabloları

Anestezi Cihazı Aksesuarları

- Oksijen sensörleri
- Bakım kitleri/anestezi devresi/körüğü

Nemlendirici Cihazı Aksesuarları

- İnfüzyon / enjektör setleri



www.medelmedical.com

 MUBIMED

 MUBIVET

 KAVANDISH
SYSTEM

 STEMA

MEDICAL
cart pazir
ACCESSORIES

COMEN

 Tosan

ESHERO

TAKTVOLL®

 莱康宁
LUCKCOME



SEESHEEN

MDK  Med

ZONcare

 easywell

ETERNITY

 ECG MAC®

YONKER
永康 医用 医疗

BYOND
比 扬 医 疗

 Dr. Clo



Hayvan dostlarımıza kapsamlı bir sađlık hizmeti sunmak adına, veteriner hekimlerin ve kliniklerin tercih ettiđi ürünlerimizi veteriner katalođumuza göz atarak keşfedebilirsiniz.



NOTLAR

[illegible]



"İleri Teknoloji,
Üstün Sağlık Hizmeti."



Genel Merkez

Bostancı Mah. Yalı Yolu Sk. İsmail Ergin İş Merkezi
No: 54 B Blok Kat: 1 Kadıköy / İSTANBUL

Satış ve Teknik Servis

Bostancı Mah. Yalı Yolu Sk. İsmail Ergin İş Merkezi
No: 54 B Blok Kat: 1B Kadıköy / İSTANBUL

Fabrika

Deri OSB, Kösele Cad. (7. Yol) P3-2 Tuzla - Orhanlı / İSTANBUL

   medelmedical

www.medelmedical.com

info@medelmedical.com - sales@medelmedical.com

Tel : 0216 755 55 43 - 44 - 45